

# FALCON

Lève-Personne



**VERMEIREN**  
we care for you



### Falcon, le choix de la sécurité

Un mix parfait entre sécurité et technologie. Falcon permet de transférer les patients facilement et confortablement. Les 2 freins assurent le blocage des roues pour une sécurité

optimale durant le transfert. Grâce à sa conception, les manœuvres du Falcon deviennent fluides pour le patient et l'accompagnant.



**Protection en néoprène sur la barre de préhension et 4 crochets pour une meilleure stabilité.**



**Poignées de poussée ergonomique**



**Contrôleur avec indicateur d'état de la batterie**



*Seulement 48 secondes entre la position la plus basse et la position la plus haute*



*Indicateur d'état de la batterie*



*Avertissement sonore lorsque la batterie est très faible*

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, **Falcon** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

## Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.



*Démontable pour faciliter le transport et le stockage*




## Sangles en option

### STANDARD

Disponible en  
M - L - XL (tailles en mm)


|    | A   | B   | C   | D   |
|----|-----|-----|-----|-----|
| M  | 780 | 400 | 450 | 300 |
| L  | 840 | 450 | 500 | 360 |
| XL | 910 | 510 | 560 | 440 |



### CONFORT

Disponible en  
M - L - XL (tailles en mm)


|    | A   | B   | C   | D   | E   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M  | 780 | 400 | 450 | 300 | 390 |
| L  | 840 | 450 | 500 | 360 | 410 |
| XL | 910 | 510 | 560 | 440 | 420 |



### HYGIÉNIQUE

Disponible en  
M - L - XL (tailles en mm)


|    | A   | B   | C   | D   |
|----|-----|-----|-----|-----|
| M  | 780 | 250 | 600 | 300 |
| L  | 840 | 260 | 700 | 360 |
| XL | 910 | 270 | 820 | 440 |



### Sangles en option - tissu



Polyéthylène



Net Polyester

## Caractéristiques techniques

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ■ Position la plus profonde du PAC*   | 509 mm        |
| ■ Hauteur maximale du PAC*            | 1609 mm       |
| ■ Plage de levage (portée en hauteur) | 1100 mm       |
| ■ Longueur totale                     | 1158 mm       |
| ■ Largeur totale (fermé)/(ouvert)     | 565 - 1026 mm |
| ■ Longueur plié                       | 1236 mm       |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| ■ Hauteur plié                   | 294 mm  |
| ■ Largeur plié                   | 565 mm  |
| ■ Rayon de braquage              | 1188 mm |
| ■ Poids                          | 35 kg   |
| ■ Poids maximum de l'utilisateur | 130 kg  |
| ■ Information additionnelle      | CE      |

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.  
\* PAC = Point d'ancrage central

### VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

