

Version: 2017-05

Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente manual de cualquier forma (impresión, fotocopia, microfilm o cualquier otro procedimiento), así como la edición, copia o distribución empleando sistemas electrónicos, sin el permiso escrito del editor.

© N.V. Vermeiren N.V. 2017

## Niños

2202 Aqua - Safari

2215 Happy - Sporty

6

6

10

## Adolescentes

2217 Freedom

14

14

## Adultos

2219 Lagoon

2219 Vintage

E-version

16

16

18


20

## Opciones

22

## ¿Como elegir mi triciclo?

La elección se determina por la longitud interior de la pierna (A)





2202



Longitud interior de la pierna de 30 a 46 cm

a partir de 3 años

## AQUA - modelo unisex

Diseñada con figuras decorativas y colores brillantes pensado para atraer a los más pequeños. El timbre con forma de delfín y bandeja trasera, ideal para el transporte de los juguetes. El manillar (diferentes modelos disponibles) es ajustable en altura y ángulo para hacer de este triciclo un ajuste perfecto a las necesidades de su hijo.

- Freno de mano con bloqueo de estacionamiento.
- Sillín regulable en altura.
- Marco rebajado para facilitar el acceso.
- Piñón fijo para un movimiento continuado (hacia adelante o hacia atrás).
- Diferentes opciones disponibles.



## Gama de opciones disponibles en la página 22.

								
largo total	ancho total	altura de sillín	altura de sillín a pedal	altura desde suelo	altura manillar	tamaño de la rueda	peso	peso máximo usuario
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5°) pueden diferir.



002



# SAFARI

2202

Longitud interior de la pierna de 30 a 46 cm

## SAFARI - modelo unisex

Las decoración safari y los colores vivos hacen que este triciclo sea muy atractivo para los niños. El timbre con forma de jirafa y una bandeja trasera, ideal para el transporte de los juguetes. El manillar (diferentes modelos disponibles ) es ajustable en altura y ángulo para hacer de este triciclo un ajuste perfecto a las necesidades de su hijo.

a partir  
de 3  
años

- Freno de mano con bloqueo de estacionamiento.
- Sillín regulable en altura.
- Marco rebajado para facilitar el acceso.
- Piñón fijo para un movimiento continuado (hacia adelante o hacia atrás).
- Diferentes opciones disponibles.



## Gama de opciones disponibles en la página 22.

								
largo total	ancho total	altura de sillín	altura de sillín a pedal	altura desde suelo	altura manillar	tamaño de la rueda	peso	peso máximo usuario
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5°) pueden diferir.

2215



# Happy

## HAPPY - 100% para niñas

De colores rosados combinado con blanco y una bandeja trasera, ideal para transportar juguetes. El manillar (diferentes modelos disponibles) es ajustable en altura y ángulo para hacer de este triciclo un ajuste perfecto a las necesidades de su hijo.

- Freno de mano con bloqueo de estacionamiento.
- Sillín regulable en altura.
- Marco rebajado para facilitar el acceso.
- Piñón fijo para un movimiento continuado (hacia adelante o hacia atrás).
- Diferentes opciones disponibles.



Frenos V

2215

Longitud interior de la pierna de 50 a 70 cm

a partir de 8 años

## Gama de opciones disponibles en la página 22.

								
largo total	ancho total	altura de sillín	altura de sillín a pedal	altura desde suelo	altura manillar	tamaño de la rueda	peso	peso máximo usuario
1294	648	610-760	480-650	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5°) pueden diferir.

2215



# Sporty

2215

Longitud interior de la  
pierna de 50 a 70 cm

## SPORTY - Los chicos siempre serán chicos










Diseñado en negro oscuro cubierto con llamas rojas de fuego y una bandeja trasera, ideal para transportar cosas. El manillar (diferentes modelos disponibles) es ajustable en altura y ángulo para hacer de este triciclo un ajuste perfecto a las necesidades de su hijo.

a partir  
de 8  
años

- Freno de mano con bloqueo de estacionamiento.
- Sillín regulable en altura.
- Marco rebajado para facilitar el acceso.
- Piñón fijo para un movimiento continuado (hacia adelante o hacia atrás).
- Diferentes opciones disponibles.



## Gama de opciones disponibles en la página 22.

								
largo total	ancho total	altura de sillín	altura de sillín a pedal	altura desde suelo	altura manillar	tamaño de la rueda	peso	peso máximo usuario
1294	648	610-760	480-650	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5°) pueden diferir.

2217

# FREEDOM BLANCO

Freedom es un triciclo robusto ideal para adolescentes exigentes disponible en blanco y negro. Un triciclo perfecto para pasear por el campo campo.

Gama de opciones disponibles en la página 22.  
También disponible como e-bike.



**largo total**

1599



**ancho total**

670



**altura de sillín**

720-860



**altura de sillín a pedal**

590-780



**altura desde suelo**

174



**altura manillar**

986-1174



**tamaño de la rueda**

20" x 1,75



**peso**

25,5



**peso máximo usuario**

110

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5°) pueden diferir.

# FREEDOM

## NEGRO

- Diferentes opciones disponibles.
- El manillar (diferentes modelos disponibles) es ajustable en altura y ángulo.
- Sillín regulable en altura.
- Marco rebajado para facilitar el acceso.
- Frenos en V en la parte delantera con bloqueo de estacionamiento (freno de disco opcional para las ruedas traseras).
- Gran bandeja de metal trasera para transportar cosas.



2217

Longitud interior de la pierna de 68 a 88 cm

a partir  
de 14  
años



Frenos V

### Lagoon - Triciclo para adulto

Disponible en color burdeos o en gris neutro. El triciclo perfecto para largos paseos, nos ofrece estabilidad y confort.

**Gama de opciones disponibles en la página 22.**

También disponible en **e-Version** con un motor electrónico integrado que ayuda en la propulsión.





# LAGOON

2219

Longitud interior de la pierna de 75 a 108 cm

Adultos

- El manillar (diferentes modelos disponibles) es ajustable en altura y ángulo.
- Frenos en v en la parte delantera con bloqueo de estacionamiento (freno de disco opcional para las ruedas traseras).
- Marco rebajado para facilitar el acceso.
- Sillín regulable en altura.
- Gran bandeja de metal trasera para transportar cosas.



Frenos V

								
largo total	ancho total	altura del sillín	altura sillín pedal	altura desde suelo	altura manillar	tamaño de la rueda	peso	peso máximo usuario
1808	768	810-900	640-880	194	1121-1309 1013-1206 (Vintage)	24" x 1 <sup>3/8</sup>	27,8	125

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5°) pueden diferir.

**VINTAGE - Triciclos adultos**

Capta la atención con estilo retro. Con ruedas marrón y cesta de transporte también en marrón (opcional) hacen un look vintage completo.

**Gama de opciones disponibles en la página 22.**

También disponible en **e-Version** con un motor electrónico integrado que ayuda en la propulsión.



# Vintage

2219

Longitud interior de la  
pierna de 75 a 108 cm

Adultos

- El manillar (diferentes modelos disponibles) es ajustable en altura y ángulo.
- Frenos en V en la parte delantera con bloqueo de estacionamiento (freno de disco opcional para las ruedas traseras).
- Marco rebajado para facilitar el acceso.
- Gran bandeja de metal trasera para transportar cosas (cesta marrón opcional).
- Sillín regulable en altura.



**largo total**  
1808



**ancho total**  
768



**altura del sillín**  
810-900



**altura sillín pedal**  
640-880



**altura desde suelo**  
194



**altura manillar**  
1121-1309  
1013-1206 (Vintage)



**tamaño de la rueda**  
24" x 1.5"



**peso**  
27,8



**peso máximo usuario**  
125

Medidas en mm, peso en kg. las medidas, pesos y ángulos (15mm, 1,5kg y 1,5°) pueden diferir.

2217E



Control manual



Batería

# E-version

Modelo eléctrico con soporte de propulsión.

El modelo e-version en adultos está disponible en el modelo **Lagoon** y **Vintage**. El modelo eléctrico permite ir más lejos, de manera más fácil y más rápida.

El sistema operativo es muy fácil de usar. Un simple **ON/OFF** en la batería y un mando en el manillar para activar. También está equipado con un botón **BOOSTER** para dar una rápida aceleración el triciclo (por ejemplo, cuando lo necesita para empezar cuesta arriba).

La batería, que se encuentra en el parte posterior del triciclo es ligera y extraíble, lo que le permite fácilmente recargarlo en casa. La asistencia eléctrica da propulsión a la rueda delantera de la triciclo.



E-Version

Longitud interior de la pierna de 75 a 108 cm

Adultos



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Autonomía: depende del uso, estado de la carretera, las características del cuerpo y la propulsión seleccionada.

# TABLA DE COMPATIBILIDAD

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
<b>S1</b>	Manillar estándar	•	•	•	•	-
<b>S2</b>	Manillar recto	•	•	•	•	-
<b>S3</b>	Manillar versión ciudad	-	-	•	•	estándar
<b>S4</b>	Manillar cerrado	•	•	•	-	-
<b>S5</b>	Soporte de dirección ajustable	-	-	•	•	•
<b>D1</b>	Sistema de bloqueo para manillar	•	•	•	•	•
<b>06</b>	Piñón fijo	•	•	•	•	•
<b>01 + B1</b>	Piñón libre	-	-	•	•	•
<b>B1</b>	Freno de disco ruedas traseras	-	-	•	•	•
<b>02</b>	Freno con los pedales	•	•	•	•	•
<b>03</b>	Sistema con 3 marchas	-	•	•	•	•
<b>07</b>	Sistema con 7 marchas	-	-	•	•	•
<b>23</b>	Diferencial	-	-	-	•	•
<b>F1</b>	Pedales con fijación	•	•	•	•	•
<b>F2</b>	Pedales tipo ciclista	•	•	•	•	•
<b>F3</b>	Pedales con sandalias	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>F4</b>	Pedales con fijación de tobillo	•	•	•	•	•
<b>F5</b>	Pedales ajustables en longitud	-	•	•	•	•
<b>E1</b>	Barra de empuje	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
<b>E2</b>	Luz delantera y trasera	-	•	•	•	•
<b>E3</b>	Cuentakilómetros	-	•	•	•	•
<b>E4</b>	Cesta vintage	-	-	-	-	•
<b>E5</b>	Baúl	-	-	•	•	•
<b>E6</b>	Soporte para muletas	-	-	•	•	•
<b>E7</b>	Soporte de bebida	•	•	•	•	•
<b>E8</b>	Espejo retrovisor	•	•	•	•	•
<b>E9</b>	Cinchas de man	•	•	•	•	•
<b>E10</b>	Fijación de mano con cinchas	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>E11</b>	Fijación de mano	•	•	•	•	•
<b>E12</b>	Sillín confort	-	-	•	•	•
<b>E13-D</b>	Home trainer	-	•	•	•	•
<b>E14</b>	Cesta delantera	-	-	•	•	•
<b>BAT 9 - 13</b>	Batería e-Verison	-	-	-	•	•
<b>P1</b>	Soporte pélvico	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P2</b>	Soporte de respald	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P3</b>	Soporte de respaldo y pélvico (P1+P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P4</b>	Sillín ajustable	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P5</b>	Tubo de sillín con amortiguador	-	-	-	-	•
<b>E-Tricycle</b>	Modelo eléctrico con soporte de propulsión	-	-	•	•	•

(S) : SMALL - (M) : MEDIUM

# CONFIGURACIÓN

## Manillar



S1 - Manillar estándar



S2 - Manillar recto



S3 - Manillar  
versión ciudad



S4 - Manillar cerrado



S5 - Soporte de dirección  
ajustable (-10° / +50°)



D1 - Sistema de  
bloqueo para manillar

## Movimiento



O6 - Piñón fijo



O1 + B1 - Piñón libre



B1 - Freno de disco  
ruedas traseras



O2 - Freno con  
los pedales



O3 - Sistema con  
3 o 7 marchas



E13 - Función triciclo  
estático

## Soporte



P1 - Soporte pélvico



P2 - Soporte de respaldo



P3 - Soporte de  
respaldo y pélvico



E9 - Cinchas de mano



E10 - Fijación de  
mano con cinchas



E11 - Fijación de mano



# Y O P C I O N E S

Más



**BAT 9 - BAT 13** - Batería de repuesto 9A - 13 A



**P4** - Sillín ajustable (140 mm)



**P5** - Tubo de sillín con amortiguador



**E12** - Sillín confort



**E1** - Barra de empuje (335 mm o 605 mm)



**E14** - Cesta delantera

Pedales



**F1** - Pedales con fijación



**F2** - Pedales tipo ciclista



**F3** - Pedales con sandalias



**F4** - Pedales con fijación de tobillo



**F5** - Pedales ajustables en longitud (22 mm)



**E2** - Luz delantera y trasera (baterías incluidas)

Accesorios



**E3** - Cuentakilómetros (baterías incluidas)



**E4** - Cesta vintage




**E5** - Baúl (30 litros)



**E6** - Soporte para muletas



**E7** - Soporte de bebida



**E8** - Espejo retrovisor

**Vermeiren Ibérica, S.L.**

Carretera de Cartellà, km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A  
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel: +34 972 42 84 33  
Fax: +34 972 40 50 54

website: [www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
e-mail: [info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



**VERMEIREN**  
Nuevos horizontes en movilidad