

Easy Life





Jinny

Todos nuestros taburetes de ducha son perfectos para el cuarto de baño, la bañera, la ducha u otros sitios húmedos.

Las gomas al final de cada pata están especialmente diseñadas para dar una estabilidad total a cada taburete y, de esta forma, evitar cualquier caída.

anchura: 350 mm

profundidad: 350 mm

altura de asiento: 330 mm - 510 mm

diámetro de asiento: 320 mm

peso: 1,5 kg

Peso de usuario: 150 kg



Lilly



Combina seguridad y confort con un diseño funcional. Todos los asientos tienen una superficie antideslizante especial que proporciona seguridad extra. Estos modelos están disponibles con un respaldo prefabricado o sin él.

anchura: 510 mm
profundidad: 510 mm
altura: 770 - 870 mm
altura de respaldo: 430 mm
anchura de asiento: 510 mm
altura de asiento: 360 - 460 mm
peso: 3 kg
peso de usuario: 150 kg

Jill



anchura: 510 mm
profundidad: 420 mm
altura de asiento: 350 - 530 mm
anchura de asiento: 510 mm
peso: 2 kg
peso de usuario: 150 kg



Sidney

anchura: 500 mm
profundidad: 520 mm
altura de asiento: 340 - 440 mm
anchura de asiento: 410 mm
peso: 2 kg
peso de usuario: 150 kg



Liddy



El soporte Liddy para el wáter proporciona más comodidad y seguridad. Se puede ajustar en altura y es fácil de instalar.

anchura: 560 - 660 mm
profundidad: 470 mm
altura: 630 - 740 mm
peso: 1,45 kg
peso de usuario: 130 kg

Tina & Stacy



El elevador de wáter con reposabrazos de Vermeiren ha sido diseñado para aumentar la altura del inodoro y así conseguir un mayor confort y más facilidad a la hora de sentarse y levantarse.

anchura: 520 mm
profundidad: 430 mm
altura: 380 mm
anchura de asiento: 450 mm
anchura de ajuste: 290 - 380 mm
peso: 2,5 kg
peso de usuario: 136 kg



anchura: 570 mm
profundidad: 530 mm
anchura de asiento: 450 mm
altura de asiento: 440 - 590 mm
altura de los reposabrazos: 230 mm
altura total: 800 - 950 mm
peso: 8,6 kg
peso de usuario: 130 kg

La silla de wáter Stacy, con patas regulables, se puede usar en cualquier sitio de la casa.



Grace & Iris




El taburete para ducha Grace consta de una placa trasera para su montaje en la pared y un asiento con dos asideros. Grace se puede plegar y fijar en posición vertical. Las patas de altura ajustable le proporcionaran un soporte extra al usuario.

anchura: 480 mm
profundidad: 410 mm
altura: 420 - 530 mm
anchura de asiento: 480 mm
altura de asiento: 380 - 490 mm
peso: 3 kg
peso de usuario: 130 kg

La barra abatible Iris está diseñada para ayudarle a levantarse del wáter. Se puede plegar hacia arriba si es necesario. Esta barra también dispone de un soporte para el papel higiénico.

anchura: 100 mm
longitud: 740 mm
altura: 230 mm
peso: 1,8 kg
peso de usuario: 130 kg



Izzie

Las barras para el cuarto de baño se encuentran disponibles en diferentes longitudes que van desde los 300 hasta los 800 mm, con la excepción de las Izzie R e Izzie L, ya que éstas tienen forma en L.

Están diseñadas como elementos de soporte en general.

Se pueden utilizar en cualquier sitio, incluyendo espacios húmedos.

Izzie 30, 40, 45, 60, 80

longitud: 300 - 400 - 450 - 600 - 800 mm

profundidad: 70 mm

peso: 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,55 - 0,75 kg

Izzie L/R

longitud: 840 mm

altura: 480 mm

profundidad: 70 mm

peso: 1,1 kg



Izzie L / R






Nicky



La pinza Nicky está diseñada para ayudar a agarrar o a recoger pequeños objetos del suelo en el día a día. La parte frontal de la pinza Nicky lleva un pequeño imán que sirve para recoger pequeños objetos metálicos como son llaves, monedas o latas.

grosor: 12 mm
longitud: 760 mm
altura: 110 mm
peso: 0,15 kg
colores: negro, rojo, verde, azul



Rollator

Un caminador o rollator es perfecto para la gente que necesita un soporte extra durante sus paseos.

Son cómodos tanto dentro como fuera de casa, para descansar un momento durante el paseo o incluso si debe cargar con algo lo puede poner en la bandeja o en la cesta de la compra.

286E

anchura: 590 mm
altura: 780 - 970 mm
profundidad: 644 mm
altura de asiento: 605 mm
anchura de asiento: 430 mm
peso: 11 kg
peso de usuario: 120 kg



ECO light

anchura: 600 mm
altura: 820 - 950 mm
profundidad: 760 mm
altura de asiento: 550 mm
anchura de asiento: 410 mm
peso: 7,6 kg
peso de usuario: 120 kg



201 Delta

anchura: 630 mm
altura: 870 - 990 mm
profundidad: 580 mm
peso: 7 kg
peso de usuario: 130 kg



Quadri-light

El Rollator Quadri-Light es práctico para usar tanto dentro como fuera de casa y es muy fácil de plegar, facilitando los viajes en coche, taxi, avión, etc. El asiento de tejido, la cesta portaobjetos, el fácil ajuste de las empuñaduras, la estabilidad,... son algunas de las características principales del Rollator Quadri-Light.

anchura: 650 mm
altura: 805 - 930 mm
profundidad de asiento: 200 mm
altura de asiento: 610 mm
anchura de asiento: 450 mm
longitud: 700 mm
peso: 7,2 kg
peso de usuario: 130 kg

**BOLSA DE
TRANSPORTE
OPCIONAL**



Streeter

Este caminador posterior lleva dos ruedas anti retroceso, permitiendo al usuario solo caminar hacia adelante. Caminadores coloridos y brillantes con un diseño funcional y de fácil manejo. Se pueden plegar completamente para transportarlos en el coche.

Pequeño

altura: 460-570 mm
profundidad: 740 mm
plegado: 200 mm
anchura de base: 530 mm
anchura de la parte superior: 340 mm
peso: 4,75 kg
peso máximo de usuario: 50 kg

Mediano

altura: 470-600 mm
profundidad : 900 mm
plegado : 170 mm
anchura de base: 550 mm
anchura de la parte superior: 360 mm
peso: 5 kg
peso máximo de usuario: 65 kg

Grande

altura: 600-730 mm
profundidad : 960 mm
plegado : 210 mm
anchura de base: 590 mm
anchura de la parte superior: 400 mm
peso: 5,7 kg
peso máximo de usuario: 80 kg

Extra grande

altura: 720-900 mm
profundidad: 1020 mm
plegado: 210 mm
anchura de base: 630 mm
anchura de la parte superior: 430 mm
peso: 6,4 kg
peso máximo de usuario: 90 kg



Sillas WC

Vermeiren ofrece una amplia gama de sillas WC, desde modelos fijos a modelos con ruedas. El acolchado suave y cómodo proporciona una sensación agradable y natural.

9063 con altura regulable de 440 a 600 mm



9062 - 9063

anchura : 620 mm
profundidad : 610 mm
altura : 950 mm
altura de los reposabrazos: 230 mm
altura de respaldo: 400 mm
altura de asiento: 510 mm
profundidad de asiento: 470 mm
anchura de asiento: 460 mm
peso: 8,7 kg
peso de usuario: 120 kg



139E

anchura: 560 mm
profundidad: 820 mm
altura: 950 mm
altura de los reposabrazos: 226 mm
altura de respaldo: 375 mm
altura de asiento: 528 mm
profundidad de asiento: 420 mm
anchura de asiento: 420 mm
peso: 13 kg
peso de usuario: 120 kg




9060

anchura : 550 mm
profundidad : 560 mm
altura : 820 mm
altura de los reposabrazos: 230 mm
altura de respaldo: 350 mm
altura de asiento: 490 mm
profundidad de asiento: 470 mm
anchura de asiento: 440 mm
peso: 7 kg
peso de usuario: 120 kg



Albatros

Grúa de bipedestación, compacta y fácil de usar. El modelo Albatros se puede plegar en pocos segundos para su almacenamiento o transporte.



Cargador integrado
LINAK



Placa de reposapiés
antideslizante



Ruedas de gran
calidad con frenos
independientes



**Peso de usuario
150 kg**

Tallas de eslinga

Tallas disponibles
M - XL

| M | XL |
|-------------|--------------|
| 40 - 120 kg | 100 - 200 kg |

Eagle 620-625



Las grúas de Vermeiren han sido diseñadas para ofrecer una comodidad real tanto para el paciente como para su cuidador durante los traslados de éste.

Vermeiren diseñó la grúa con especial énfasis en su funcionalidad, seguridad y fiabilidad.

Sus ruedas de alta calidad de 100 mm permiten que la grúa pueda utilizarse en prácticamente cualquier superficie.




Peso de usuario
Eagle 620: 150 kg
Eagle 625: 175 kg

HYGIENIC

Tallas disponibles
 M - L - XL (solid & net)


| | A | B | C | D |
|----|-----|-----|-----|-----|
| M | 740 | 220 | 580 | 410 |
| L | 780 | 260 | 660 | 470 |
| XL | 860 | 310 | 710 | 500 |



COMFORT

Tallas disponibles
 M - L - XL (solid & net)


| | A | B | C | D | E |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M | 750 | 350 | 470 | 270 | 400 |
| L | 820 | 380 | 490 | 400 | 400 |
| XL | 900 | 430 | 590 | 400 | 400 |



STANDARD

Tallas disponibles
 M - L - XL (solid & net)

| | A | B | C | D |
|----|-----|-----|-----|-----|
| M | 740 | 370 | 430 | 400 |
| L | 790 | 420 | 480 | 430 |
| XL | 850 | 480 | 520 | 450 |



Sillones de descanso

NORMANDIE

Respaldo reclinable y reposa-piernas elevable
anchura: 660 mm
longitud: 760 mm
altura: 1200 mm
altura de respaldo: 780 mm
ancho de asiento: 540 mm
altura de asiento: 510 mm
peso: 26 kg
peso de usuario: 130 kg



Para obtener una comodidad óptima tanto en casa como en un centro u hospital, estos sillones de descanso tienen una amplia variedad de opciones: soporte porta-suero, mesas, soportes de cabeza... Podrá escoger entre diferentes colores y accesorios. Consulte las diferentes versiones, con ruedas o sin ellas.

NORMANDIE XXL

Respaldo reclinable y
reposa-piernas elevable
anchura: 890 mm
longitud: 760 mm
altura: 1200 mm
altura de respaldo: 780 mm
anchura de asiento: 770 mm
altura de asiento: 510 mm
peso: 38 kg
peso de usuario: 350 kg

LANGUEDOC

Respaldo reclinable

anchura: 660 mm
longitud: 750 mm
altura: 1200 mm
altura de respaldo: 780 mm
anchura de asiento: 540 mm
altura de asiento: 510 mm
peso: 20 kg
peso de usuario: 130 kg

PROVENCE

Respaldo fijo

anchura: 660 mm
longitud: 750 mm
altura: 1200 mm
altura de respaldo: 780 mm
anchura de asiento: 540 mm
altura de asiento: 510 mm
peso: 19 kg
peso de usuario: 130 kg



P: polipiel
T: Tela

Alesia

Opciones:

Porta-documentos

Reposacabezas extraíble con cojín para la nuca

Reposa-piernas

Soportes laterales

Mesa

Soporte porta-suero

Portabotellas de oxígeno

Soporte para la bolsa de orina



anchura: 700 mm
altura: 1330 mm
longitud: 800 mm
altura de los reposabrazos: 0-270 mm
altura de respaldo: 800 mm
altura de asiento: 530 mm
profundidad de asiento: 480 mm
anchura de asiento: 540 mm
inclinación de respaldo: 30°
inclinación de asiento: 12°
peso: 33 kg
peso de usuario: 140 kg



Sillones

ONTARIO I

anchura: 800 mm
anchura de asiento: 465 mm
altura de los reposabrazos: 150 mm
altura de asiento: 500 mm
altura total: 1160 mm
longitud total: 840 mm
profundidad de asiento: 450 mm
altura de respaldo: 695 mm
peso: 49,64 kg
peso de usuario: 150 kg



Polipiel

Tela



El sillón elevador eléctrico Ontario le ofrece una comodidad óptima en su hogar.

En el sillón Ontario usted se podrá relajar, mirar la televisión o disfrutar de una siesta, y para ello tan sólo tendrá que pulsar un botón.



elevadores eléctricos

ONTARIO II

anchura: 845 mm
anchura de asiento: 480 mm
altura de los reposabrazos: 140 mm
altura de asiento: 500 mm
altura total: 1145 mm
longitud total: 960 mm
profundidad de asiento: 530 mm
altura de respaldo: 670 mm
peso: 53,34 kg
peso de usuario: 150 kg



Polipiel



Tela





Montreal

El modelo Montreal le ofrece las mismas posibilidades que el modelo Ontario, con la ventaja de poderlos acercar hasta 10 mm de la pared.

MONTREAL

anchura: 850 mm

anchura de asiento: 485 mm

altura de reposabrazos: 150 mm

altura de asiento: 500 mm

altura total: 1140 mm

longitud total: 830 mm

profundidad de asiento: 510 mm

altura de respaldo: 700 mm

peso: 54 kg

peso de usuario: 150 kg



- ① Primero sube el reposapiernas, con el respaldo a 90°
- ② Después se reclina el respaldo.



Polipiel



Camas

Además de ser elegantes, las camas eléctricas Vermeiren constan de 4 secciones ajustables de alta calidad.

Incluyen un mando para cambiar la posición según más le convenga al usuario, así como barandillas de madera o metálicas a lo largo de las camas para más seguridad. Las camas se completan con un incorporador que proporciona una mayor movilidad e independencia al usuario. Como el somier puede ponerse en distintas posiciones, la comodidad y una postura correcta están aseguradas.

Todas las camas se suministran con freno en las cuatro ruedas.



ALZEÏS

anchura: 1034 mm
longitud: 2060 mm
altura mínima: 200 mm
altura máxima: 720 mm
inclinación de cabeza: 65°
inclinación de rodilla: 16°
inclinación de pies: 30°
peso de usuario: 135 kg



PRATIC

anchura: 1034 mm
longitud: 2070 mm
altura mínima: 380 mm
altura máxima: 800 mm
inclinación de cabeza: 70°
inclinación de pies: 30°
peso de usuario: 135 kg



Regulación de 4 planos con "cremallera"

LUNA basic

anchura: 1030 mm
longitud: 2150 mm
altura mínima: 400 mm
altura máxima: 805 mm
inclinación de cabeza: 83°
inclinación de rodilla: -14,8°
inclinación de pies: 31,7°
peso de usuario: 140 kg



V-drive

El sistema de asistencia eléctrica V-Drive simplifica los movimientos en una silla de ruedas manual. V-Drive ayuda al acompañante a empujar la silla de ruedas; para superar una pendiente o sencillamente para dar un paseo al aire libre... dos situaciones perfectas para utilizar este dispositivo auxiliar.

Le ofrecemos dos versiones de V-Drive: una versión estándar (para hasta un máximo de 135 kg) y una versión muy resistente (para usuarios de un máximo de 200 kg).



anchura de los asientos: 390 - 480 mm
(500 - 600 mm en la versión muy resistente)
velocidad máxima: 6 km/h
inclinación máxima: 8°
radio de acción: alrededor de 15 km
motor: 150 W

(200 W en la versión muy resistente)
baterías: 2 x 12 V 12 Ah
peso: 11,8 kg (sin batería)
peso de usuario: 135 kg
(200 kg en la versión muy resistente)



VERMEIREN IBERICA, S.L.
Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 428 433
Fax: +34 972 405 054
e-mail: info@vermeiren.es



Visite nuestra página web: www.vermeiren.es

Distribuido por:

VERMEIREN
Nuevos horizontes