

Vos avantages

- ✓ Conseils compétents
- ✓ Inspection et service d'entretien



VERMEIREN

Vermeiren Schweiz SA
Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun) - Suisse

Tél: 033 335 14 75

Fax: 033 335 14 67
www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch

Pour plus d'informations
ou une démonstration gratuite:

Contactez le revendeur de votre région



Mercurius 4D



- Longueur : 1430 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 1355 mm
- Batterie : 2 x 12V - 80 Ah
- Rayon d'action : ca. 45 km*
- Poids : 116,75 kg
- Vitesse : 10 km/h
- Poids d'utilisateur : 150 kg
- Puissance : 1000 Watt
- Couleur : Champagne



Accessoires



Porte-Rollator




Coffre pour bagages



Porte-béquilles



Housse de protection



Pare-brise



Tous les accoudoirs sont repliables et amovibles et peuvent être personnalisé individuellement en largeur. Les systèmes du sièges peuvent être tourner à la position désirée pour entrer et sortir. *Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes. Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Modifications techniques réservées.

V E R M E I R E N



Pour plus de mobilité



SEDNA

6 km/h

SEDNA PREMIUM

6 km/h

CERES SE

10 km/h

CARPO 2 XD SE

10 km/h

- Longueur : 960 mm
- Largeur : 530 mm
- Hauteur : 840 mm
- Batterie lithium amovible : 24V - 11,5 Ah
- Rayon d'action : ca. 15 km*
- Vitesse : 6 km/h
- Poids : 27,3 kg
- Poids d'utilisateur : 115 kg
- Puissance : 270 Watt
- Couleur : Bleu



POSITION 1



POSITION 2



POSITION 3



- Longueur : 960 mm
- Largeur : 530 mm
- Hauteur : 870 mm
- Batterie lithium amovible : 24V - 11,5 Ah
- Rayon d'action : ca. 15 km*
- Poids : 31,6 kg
- Vitesse : 6 km/h
- Poids d'utilisateur : 115 kg
- Puissance : 270 Watt
- Couleur : Noir
- Option : Sac pour les courses



- Longueur : 1300 mm
- Largeur : 620 mm
- Hauteur : 1280 mm
- Batterie : 2 x 12V - 50 Ah
- Rayon d'action : ca. 48 km*
- Poids : 111 kg
- Vitesse : 10 km/h
- Poids d'utilisateur : 140 kg
- Puissance : 450 Watt
- Couleur : Rouge ou argent



- Commande analogique et boutons faciles à utiliser
- Avec guidon confort pour une conduite infatigable



Panier amovible, idéal pour faire du shopping et transporter des petits objets



- Longueur : 1535 mm
- Largeur : 660 mm
- Hauteur : 1390 mm
- Batterie : 2 x 12V - 80 Ah
- Rayon d'action : ca. 50 km*
- Poids : 144,6 kg
- Vitesse : 10 km/h
- Poids d'utilisateur : 150 kg
- Puissance : 750 Watt
- Couleur : Rouge ou champagne



Ecran LCD avec connexion USB avec affichage de la température et de la vitesse, ainsi qu'un odomètre



✓ Pour une utilisation en terrain escarpé, dans des conditions extrêmes ou sous charge lourde. Avec engrenage renforcé et électronique.



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.