



Posto per sognare,
posto per guarire.

VERMEIREN
we care for you

Una selezione premium per arredare una camera da letto atta alla migliore assistenza domiciliare.

Scegliere la giusta camera da letto per l'assistenza domiciliare è una decisione fondamentale per favorire il recupero, il mantenimento dell'indipendenza a casa o il miglioramento del comfort. Un buon letto per l'assistenza domiciliare è molto più di un semplice letto. Le sue particolari caratteristiche servono a migliorare il comfort, il recupero o supportarti nella tua routine quotidiana.

Inoltre, i letti per l'assistenza domiciliare consentono a chi ha problemi di mobilità o di salute di recuperare la propria indipendenza. Regolare l'altezza del letto, sollevare la parte testa e cambiare posizione in modo indipendente, migliora l'autonomia e la sicurezza.

In sostanza, un letto per assistenza domiciliare non è semplicemente un letto con alcune funzionalità aggiuntive. È un investimento in benessere e autonomia. Noi di **VERMEIREN** abbiamo più di 65 anni di esperienza nelle soluzioni per la mobilità. I nostri letti sono il risultato dell'esperienza e della conoscenza, per aiutarti a dormire bene e a stare in modo confortevole nella tua camera da letto.

Illico



- Regolazione elettrica
- Altezza della base da 29 a 82 cm
- Sponde laterali in legno o metallo
- Montaggio rapido senza attrezzi

Il letto **Illico** è stato progettato per offrire un processo di assemblaggio rapido e senza attrezzi.

Consente di passare dalla configurazione a 2 funzioni a quella a 3 funzioni in pochi minuti, garantendo adattamenti rapidi.

INFORMAZIONI SU
QUESTO PRODOTTO





Club

Vi presentiamo la famiglia **Club**: una serie di letti nata dalla nostra esperienza di oltre 65 anni nelle soluzioni di assistenza domiciliare. Sviluppata in collaborazione con utenti, società di noleggio e operatori sanitari, i letti **Club** di **VERMEIREN** offrono un letto a quattro sezioni semplice ma sicuro, progettato per offrire il massimo comfort e cura entro i confini della vostra casa.

Club

- Regolazione elettrica
- Altezza della base da 35 a 76 cm
- Sponde laterali in legno o metallo
- Funzione (anti-)trendellenburg
- Modulare, dalla configurazione base a quella avanzata



Il letto **Club** è progettato con un'ampia gamma di opzioni di configurazione per garantire il massimo comfort. La possibilità di scegliere le doghe e la tipologia di sponde lo rendono adattabile alle tue preferenze e necessità.

INFORMAZIONI SU
QUESTO PRODOTTO



Club VARIO

La versione regolabile in altezza del letto Club.

- Regolazione elettrica
- Base con 2 regolazioni in altezza
- Sponde laterali in legno o metallo
- Modulare, dalla configurazione base a quella avanzata



Club Vario, la versione regolabile in altezza del letto Club, racchiude tutti i vantaggi della serie Club. Ciò che lo distingue è la possibilità di scegliere tra due diverse posizioni di altezza della base, consentendo di personalizzare il letto in base alle necessità dell'utente.

INFORMAZIONI SU
QUESTO PRODOTTO



Club UL

- Altezza della base da 21,5 cm
- Regolazione elettrica
- Pannelli in legno inclusi.



Scopri **Club UL**, un letto a 4 sezioni con la possibilità di abbassare la base fino a pochi centimetri da terra, per prevenire le cadute. Questo letto è la scelta ideale per i pazienti soggetti a disorientamento o a rischio di caduta mentre sono a letto, per garantire maggiore sicurezza e protezione.

INFORMAZIONI SU
QUESTO PRODOTTO



Interval XXL

- Regolazione elettrica a 3 funzioni
- Larghezza della rete 120 o 140 cm
- Portata massima 270 Kg
- Barre laterali in legno o metallo



Scopri il mod. **Interval XXL**, un ottimo letto a 3 funzioni con regolazioni elettriche. Disponibile nelle larghezze di 1200 e 1400 mm, offre versatilità e adattabilità per soddisfare le esigenze specifiche dell'utente.

INFORMAZIONI SU
QUESTO PRODOTTO



Questo letto insieme ai nostri complementi e mobili, rende funzionale e confortevole la tua camera da letto. La nostra gamma offre una varietà di mobili per camera da letto che si abbinano sia al vostro arredamento interno, che al vostro letto per l'assistenza domiciliare. Sono la scelta perfetta per garantirvi comfort e la tranquillità.





Tavolo 376

Ideale per l'uso domestico o in una casa di cura, in combinazione con un letto, un divano o una poltrona reclinabile.



Il tavolo **376** è regolabile in altezza, è dotato di ruote ed è parzialmente inclinabile per facilitare la lettura. Potete leggere in una posizione comoda mentre un bicchiere, un telecomando o una penna... sono appoggiati sul tavolino orizzontale più piccolo.

INFORMAZIONI SU
QUESTO PRODOTTO



Tavolo girevole 378

L'altezza del tavolo è regolabile,
per adattarsi a qualsiasi
complemento di arredo già
presente.



Questo **tavolo** in legno con struttura in metallo può essere abbinato con diversi prodotti **VERMEIREN**, come una sedia geriatrica, una poltrona elevabile o una sedia comfort. Può essere regolato in varie posizioni di inclinazione e ogni ruota è dotata di freno.

INFORMAZIONI SU
QUESTO PRODOTTO



Comodini

Quando il tavolo è nascosto,
il comodino è elegante
e moderno.



Modello 385



Modello 385



Modello Kasia

Il nostro **comodino** si abbina perfettamente al tuo letto. Le ruote con freno garantiscono stabilità e sicurezza durante la lettura o quando si posiziona il tavolo sopra il letto. È dotato di un cassetto e di un armadietto con 1 ripiano, per assicurarti un facile accesso a tutto ciò di cui potresti aver bisogno.

INFORMAZIONI SU
QUESTO PRODOTTO



Armadio Aleksy

Un elemento elegante e moderno
da aggiungere alla tua camera da
letto per l'assistenza domiciliare



L'armadio **Aleksy** permette di completare una stanza in perfetto equilibrio con il letto, il tavolo e il comodino. E' dotato di un ampio spazio per i vestiti e di ripiani per poter riporre anche altri oggetti, come una piccola cassaforte, uno specchio...

INFORMAZIONI SU
QUESTO PRODOTTO





VERMEIREN
we care for you