



one

Scooter compatto da interni
Perfetto per i tuoi
spostamenti giornalieri
Adatto al tuo stile

Vi presentiamo **One**, dove compattezza e stile si fondono in uno scooter progettato sia per interni che da esterni. È leggero e compatto e il suo design lo rende il compagno ideale per i tuoi spostamenti quotidiani, spostandoti senza fatica nel tuo ambiente urbano. Abbraccia libertà e convenienza che **One** può apportare alla tua vita, migliorando la tua mobilità esplorando nuove vette. Sperimenta la gioia di possedere uno scooter che perfettamente completa il tuo stile e si adatta al tuo stile di vita dinamico.

o n e




Sperimenta il potere di **One = 4**

Adatta il tuo scooter al tuo umore
e al tuo abbigliamento

Scooter **One** viene fornito con 4 colori intercambiabili inclusi. Esprimi te stesso senza sforzi, combinando facilmente i colori a un look perfetto per ogni occasione, in pochi secondi. Uno scooter, quattro fantastici stili - è l'equazione perfetta tra individualità e personalizzazione.



Non c'è bisogno di attrezzi





Facile da usare

Progettato con una rotazione a 360° del sedile e bracciolo a scomparsa che garantisce un accesso agevole, consentendo agli utenti di salire e scendere comodamente dallo scooter.



Controller intuitivo con indicatore LED dello stato della batteria, lo rendono conveniente e semplice.





Regolabile

Piantone dello sterzo regolabile, che consente agli utenti di trovare facilmente una posizione di guida ottimale per il massimo comfort.



Compatto ed efficiente

Completamente smontabile in pochi secondi lo scooter **One** consente di parcheggiarlo senza sforzo e di viaggiare, rendendolo eccezionalmente conveniente per gli utenti.



Con un impressionante diametro minimo di sterzata di 115 cm, lo scooter **One** è perfetto come soluzione compatta per la mobilità indoor, ideale per spostamenti giornalieri al supermercato, andare al ristorante o manovrarlo in piccoli spazi con facilità.



Facilmente trasportabile anche con auto utilitarie





one

Scooter

3 VERSIONI



o n e

Il tuo compagno di ogni giorno

8
km/h



Autonomia
maggiore di

16 km



Batteria
da 15 ah (24 V)

Ruote piene





o n e⁺

Andare **oltre**

8
km/h



Autonomia
maggiore di

30 km



Batteria
da 25 Ah (24 V)

Ruote piene





one^{AIR+}

Andare oltre con **comfort**

8
km/h



30 km



Autonomia
maggiore di

Batteria
da 25 Ah (24 V)

Ruote pneumatiche



one

Dati tecnici

■ Larghezza totale	490 mm
■ Altezza totale	880 mm
■ Lunghezza totale	1030 mm
■ Altezza sedile	525-570 mm
■ Raggio di sterzata	1150 mm
■ Batterie	24V - 15 Ah

■ Autonomia	16 km*
■ Motore	270 W
■ Velocità	8 km/h*
■ Peso	44,9 kg
■ Portata massima	136 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).

Modifi che tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).

one+

Dati tecnici

■ Larghezza totale	490 mm
■ Altezza totale	880 mm
■ Lunghezza totale	1030 mm
■ Altezza sedile	525-570 mm
■ Raggio di sterzata	1150 mm
■ Batterie	24V - 25 Ah

one AIR+

■ Autonomia	30 km*
■ Motore	270 W
■ Velocità	8 km/h*
■ Peso	50 kg
■ Portata massima	136 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).

Modifi che tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).

one



VERMEIREN
we care for you