




TRICICLI
TRICICLI
TRICICLI
TRICICLI
TRICICLI
TRICICLI



QUA-SAFARI-HAPPY-SPORTY-FREEDOM-LAGOON-VINTAGE-AQUA-SAFARI-HAPPY-SPORTY-FREEDOM-LAGOON-VINTAGE-AQUA-SAFARI-HAPPY-SPORTY-FREEDOM-LAGOON-VINTAGE-AQUA-SAFARI-HAPPY-SPORTY-FREEDOM-LAGOON



Le informazioni per i non vedenti sono disponibili su richiesta.

Tutti i diritti sono riservati, comprese le traduzioni.

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o altre forme) senza il permesso dell'editore, sviluppato, duplicato o distribuito tramite sistemi elettronici.

© N.V. Vermeiren N.V. 2017

Bambini

2202 Aqua - Safari

2215 Happy - Sporty

6

6

10

Adolescenti

2217 Freedom

14

14

Adulti

2219 Lagoon

2219 Vintage

E-version

16

16

18


20

Opzioni

22

Come scegliere il mio triciclo?

La scelta del tuo triciclo é' determinata dalla lunghezza totale dell'interno gamba (A).
(vedi disegno a fianco)





2202



Interno gamba
da 30 a 46 cm

Da 3
anni in
su.

AQUA è un modello unisex.

I bambini amano le figure decorative, il campanello a forma di delfino ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

- Freni con dispositivo di stazionamento.
- Sella regolabile in altezza.
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo.
- Asse fisso con movimento continuo in avanti o indietro.
- Disponibilità di varie opzioni.



Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22



1110



648



500-640



726-838



12" x 2.00



14



40

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5 mm, 1,5° e 1,5 kg).

202



SAFARI

2202

Interno gamba
da 30 a 46 cm

Da 3
anni in
su.

SAFARI è un modello unisex. I bambini amano le figure decorative, il campanello a forma di giraffa ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

- Freni con dispositivo di stazionamento.
- Sella regolabile in altezza.
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo.
- Asse fisso con movimento continuo in avanti o indietro.
- Disponibilità di varie opzioni.



Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22



1110



648



500-640



726-838



12" x 2.00



14



40

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5 mm, 1,5° e 1,5 kg).

2215



Happy

2215

Interno gamba
da 50 a 70 cm

Modello HAPPY. Modello perfetto per le ragazze.

Loro adorano i colori e le figure rosa ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

Da 8
anni in
SU.

- Freni con dispositivo di stazionamento.
- Sella regolabile in altezza.
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo.
- Asse fisso con movimento continuo in avanti o indietro.
- Disponibilità di varie opzioni.



Sistema freni a V

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22



1294



648



610-760



827-940



16" x 1,75



16,5



60

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

2215



Sporty

2215

Interno gamba
da 50 a 70 cm

Da 8
anni in
SU.

Modello SPORTY. Modello perfetto per i ragazzi.

Loro adorano i colori audaci, sportivi e forti ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

- Freni con dispositivo di stazionamento.
- Sella regolabile in altezza.
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo.
- Asse fisso con movimento continuo in avanti o indietro.
- Disponibilità di varie opzioni.



Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22



1294



648



610-760



827-940



16" x 1,75



16,5



60

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5 mm, 1,5° e 1,5 kg).

2217

FREEDOM WHITE

Un look attraente per questo triciclo disponibile in due colori. Comfort e facilità di guida con conseguente massima libertà. E' un perfetto compagno per passeggiate.

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22
Disponibile anche come e-bike (pag. 20).



1599



670



720-860



590-780



20" x 1,75



25,5



110

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5" e 1,5 kg).

FREEDOM BLACK

- Disponibilità di varie opzioni.
- Manubrio regolabile in altezza ed angolazione. Disponibile in varie tipologie.
- Sella regolabile in altezza.
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo.
- Freni con dispositivo di stazionamento. Freni a disco posteriori opzionali.
- Grande cestino posteriore in metallo.



2217

Interno gamba
da 68 a 88 cm

Da 14
anni in
su.



Sistema freni a V

Modello LAGOON. Triciclo per adulti disponibile nei colori bordeaux o grigio. E' un perfetto compagno per passeggiate. Grande stabilità e comfort di guida.

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

Disponibile anche nella **versione-E** pedalata elettrica assistita.



L A G O O N

- Manubrio regolabile in altezza ed angolazione. Disponibile in varie tipologie.
- Freni con dispositivo di stazionamento. Freni a disco posteriori opzionali.
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo.
- Sella regolabile in altezza.
- Grande cestino posteriore in metallo.



Interno gamba
da 75 a 108 cm

Adulti



Sistema freni a V



1808



768



810-900



1121-1309
1013-1206 (Vintage)



24" x 1 3/8



27,8



125

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

2219

Modello VINTAGE. Triciclo per adulti con un look vintage. Eleganza e stile sono le due parole chiave per questo triciclo versione retrò.

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

Disponibile anche nella **versione-E** pedalata elettrica assistita.



Vintage

2219

Interno gamba
da 75 a 108 cm

Adulti

- Manubrio regolabile in altezza ed angolazione. Disponibile in varie tipologie.
- Freni con dispositivo di stazionamento. Freni a disco posteriori opzionali.
- Telaio con forma ribassata per un facile accesso al triciclo.
- Grande cestino posteriore in metallo. Cestino in vimini su richiesta.
- Sella regolabile in altezza.



1808



768



810-900



1121-1309
1013-1206 (Vintage)



24" x 1 3/8



27,8



125

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5 mm, 1,5° e 1,5 kg).



Controllo manuale



Blocco batteria

Versione-E

Modello elettrico a pedalata assistita.

Triciclo per adulti disponibile nelle versioni LAGOON e VINTAGE. La pedalata elettrica assistita vi permetterà di andare più lontano, senza fatica, e più velocemente.

Sistema di funzionamento molto semplice, un pulsante ON-OFF sul blocco batteria, poi un semplice controllo manuale per un aiuto assistito. E' dotato di una spinta ulteriore per la partenza (soprattutto in salita).

Il blocco batterie, posizionato nella parte posteriore, e' leggero ed estraibile, questo permette la ricarica direttamente a casa. Il sistema agisce sulla ruota anteriore.

Versione-E

Interno gamba
da 75 a 108 cm

Adulti



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
S1	Manubrio ad U classico	•	•	•	•	-
S2	Manubrio ad V piatto	•	•	•	•	-
S3	Manubrio tipo Citybike	-	-	•	•	standard
S4	Manubrio rettangolare	•	•	•	-	-
S5	Staffa di sterzo regolabile	-	-	•	•	•
D1	Blocco rotazione a 360°	•	•	•	•	•
06	Pignone fisso	•	•	•	•	•
01 + B1	Pignone libero	-	-	•	•	•
B1	Freno a tamburo	-	-	•	•	•
02	Freno a pedale	•	•	•	•	•
03	Cambio a 3 rapporti	-	•	•	•	•
07	Cambio a 7 rapporti	-	-	•	•	•
23	Differenziale	-	-	-	•	•
F1	Pedali con cinghie	•	•	•	•	•
F2	Pedali con cinghie a clip	•	•	•	•	•
F3	Appoggio piede con chiusura a velcro	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Appoggio piede chiusura a velcro, supp. caviglia	•	•	•	•	•
F5	Pedali con lunghezza regolabile in 2 posizioni	-	•	•	•	•
E1	Maniglia di spinta	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
E2	Kit luci anteriore posteriore	-	•	•	•	•
E3	Odometro	-	•	•	•	•
E4	Cestino solo per modello Vintage	-	-	-	-	•
E5	Bauletto	-	-	•	•	•
E6	Porta stampelle	-	-	•	•	•
E7	Porta borraccia	•	•	•	•	•
E8	Specchietto retrovisore	•	•	•	•	•
E9	Cintura blocco mani	•	•	•	•	•
E10	Cintura blocco mani	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
E11	Guanto blocco mani	•	•	•	•	•
E12	Sella comfort	-	-	•	•	•
E13-D	Home trainer	-	•	•	•	•
E14	Cestino metallico anteriore	-	-	•	•	•
BAT 9 - 13	Batteria versione-E	-	-	-	•	•
P1	Supporto pelvico	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Supporto schiena	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Supporto pelvico & schiena (P1+P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Sella regolabile in profondità	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Tubo sella con ammortizzatore	-	-	-	-	•
E-Tricycle	Modello elettrico a pedalata assistita	-	-	•	•	•

(S) : SMALL - (M) : MEDIUM

CONFIGURAZIONI

Manubrio



S1 - Manubrio ad U classico



S2 - Manubrio ad V piatto



S3 - Manubrio tipo Citybike



S4 - Manubrio rettangolare



S5 - Staffa di sterzo regolabile



D1 - Blocco rotazione a 360°

Guida



O6 - Pignone fisso



O1 - Pignone libero



B1 - Freno a tamburo inserito nell'asse della ruota anteriore



O2 - Freno a pedale



O3 - Cambio a 3 rapporti



O7 - Cambio a 7 rapporti

Sostegno



P1 - Supporto pelvico



P2 - Supporto schiena



U80 - Fascia toracica Neoflex



U73 - Cintura a gilet Neoflex



E9 - Cintura blocco mani



E10 - Cintura blocco mani

ED O P Z I O N I



E11 - Guanto blocco mani



P4 - Sella regolabile in profondità



P5 - Tubo sella con ammortizzatore



E12 - Sella comfort



E1 - Maniglia di spinta



E14 - Cestino metallico anteriore

Pedali e supporto piedi



F1 - Pedali con cinghie



F2 - Pedali con cinghie a clip



F3 - Appoggio piede con chiusura a velcro



F4 - Appoggio piede con chiusura a velcro e supporto caviglia



F5 - Pedali con lunghezza regolabile in 2 posizioni



E2 - Kit luci anteriore posteriore

Accessori



E3 - Contachilometri



E4 - Cestino solo per modello Vintage



E5 - Bauletto



E6 - Porta stampelle



E7 - Porta borraccia (borraccia non inclusa)



E8 - Specchietto retrovisore

VERMEIREN ITALIA srl

Viale delle Industrie 5
20020 Arese (MI)
Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17

website:

www.vermeiren.it

e-mail: info@vermeiren.it



Distribuito da:

VERMEIREN
Mobilità illimitata