

Easy Life





Jinny

Alle unsere Duschstühle und Duschhocker wurden speziell für die Nutzung in Badezimmern oder vergleichbaren Umgebungen entwickelt. Die eigens für diese Nutzung hergestellten GummifüÙe geben sichere Stabilität und verhindern das Verrutschen während der Nutzung.

Gesamtbreite: 350 mm
Tiefe: 350 mm
Sitzhöhe: 330 - 510 mm
Sitzdurchmesser: 320 mm
Gewicht: 1,5 kg
max. Nutzergewicht: 150 kg



Lilly



Ideal für die Nutzung in Einrichtungen, wie Duschen, Bädern und anderen vergleichbaren Umgebungen.

Mit Griffen an den Seiten der geformten Sitzfläche ist für ihren Komfort gesorgt. Mit oder ohne Rückenlehne erhältlich.

Gesamtbreite: 510 mm

Tiefe: 510 mm

Gesamthöhe: 770 - 870 mm

Sitzhöhe: 360 - 460 mm

Sitzbreite: 510 mm

Gewicht: 2 kg

max. Nutzergewicht: 150 kg

Jill



Gesamtbreite: 510 mm

Tiefe: 420 mm

Sitzhöhe: 350 - 530 mm

Sitzbreite: 510 mm

Gewicht: 2 kg

max. Nutzergewicht: 150 kg



Melbourne



Gesamtbreite: 480 mm
Tiefe: 560 mm
Höhe: 720 - 820 mm
Rückenhöhe: 370 mm
Sitzbreite: 410 mm
Sitzhöhe: 340 - 440 mm
Gewicht: 2,8 kg
max. Nutzergewicht: 150 kg



Sidney

Gesamtbreite: 500 mm
Tiefe: 520 mm
Sitzhöhe: 340 - 440 mm
Sitzbreite: 410 mm
Gewicht: 2 kg
max. Nutzergewicht: 150 kg



Laly

Der Duschstuhl mit Armlehnen und Rückenstütze, erleichtert Ihnen durch den Hygieneausschnitt auch die Intimpflege in der Dusche.

Der Stuhl ist faltbar, daher leicht zu verstauen und die Sitzhöhe einstellbar.

Gesamtbreite: 510 mm

Tiefe: 570 mm

Höhe: 880 - 1000 mm

Sitzhöhe: 370 - 530 mm

Sitzbreite: 420 mm

Gewicht: 3,8 kg

Belastbarkeit: 130 kg



Magda

Drehbarer Sitz für die Badewanne (360° drehbar)

Ausgestattet mit einer rutschfesten, stabilen und durch Löcher angenehmen Kunststoffschale.

Mit Armlehnen zur zusätzlichen Sicherung des Patienten.

Breite: 735 - 785 mm

Länge: 535 mm

Höhe: 530 mm

Sitztiefe: 360 mm

Sitzbreite: 440 mm

Gewicht: 4,2 kg

Belastbarkeit: 130 kg



Paris

Drehbarer Sitz für die Badewanne,
mit Hygiene Ausschnitt und Armlehnen

Gesamtbreite: 721 mm

Innenbreite Badewanne: 560 - 660 mm

Tiefe: 515 mm

Höhe: 560 mm

Rückenlehnenhöhe: 325 mm

Sitzbreite: 410 mm

Gewicht: 6,65 kg

Belastbarkeit: 130 kg



Kim

Das Pedal Trainingsgerät mit digitaler Anzeige der Leistungsmessung für das Bewegungstraining der Arme oder Beine ist zuhause vielfältig einsetzbar.

Faltbar, daher platzsparend zu verstauen.

Eine einfache Hilfe zur Mobilisation.

Gewicht: 2,3 kg

Stellschraube zum Einstellen der Leistung

Digitale Anzeige von:

- verbrauchten Kalorien
- Gesamtzeit der aktuellen Übung
- Anzahl der Umdrehungen



Nathalie

**Pedal Trainingsgerät für das Bewegungstraining
der Arme oder Beine zuhause, bzw. im a.**

Gesamtbreite: 400 mm

Gesamtlänge: 530 mm

Höhe: 260 mm

Stellschraube zur individuellen
Einstellung des Kraftaufwandes

Gewicht: 1,95 kg

max. Nutzergewicht: 50 kg



Bobby

**Extrem leichter, jedoch kompakter Transportrollstuhl,
sehr einfach und klein zu falten.**

- faltbar
- Begleitpersonbremse mit Feststeller
- gepolsterte fixe Armlehnen
- winkelverstellbare Fußplatten
- längeneinstellbare Fußstützen
- Fersenbänder
- Sicherheitsgurt
- Utensilientasche auf dem Rücken
- Rücken faltbar für den Transport
- Ankipphilfe

Ein perfekter Begleiter für den Urlaub,
im Krankenhaus, bzw. für jeglichen
Transport des Patienten.

Extrem leicht, einfach zu falten,
klein zum Verstauen.



**Begleitpersonnenbremse mit Feststeller
(nur bei kleinen Hinterrädern!)**



**lieferbar auch mit großen
24" Hinterrädern**

Gesamtbreite: 575/635 mm
Sitzbreite: 420/480
Höhe Armlehnen: 220
Sitzhöhe: 500
Rückenhöhe: 380
Sitztiefe: 420
Gesamtlänge: 950
Gewicht ohne Fußstütze: 9,4 kg
Belastbarkeit: 115 kg


V-drive

Die elektrische Schiebehilfe V-Drive erweitert den Bewegungsradius Ihres manuellen Rollstuhls. Sie unterstützt eine Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls. Zur Überwindung von Steigungen oder einfach für einen Spaziergang im Freien...

all das ist ideal für den Einsatz des V-Drive.

- Standardversion (max. Belastung bis 135 kg inkl. Rollstuhl)
- Heavy-Duty-Version (max. Belastung bis 200 kg inkl. Rollstuhl)

Sitzbreite: 390 - 480 mm
(500 - 600 mm H.D.)
max. Geschwindigkeit: 6 km/h
maximum Steigung: 6° (10%)
Reichweite: ca. 15 km
Antrieb: 150 W (200 W H.D.)
Batterie: 2 x 12 V 12 Ah
Gewicht: 11,8 kg (ohne batterie)
Belastbarkeit: 135 kg (200 kg H.D.)



Leichtgewicht

Quava

Mit diesem leichten Rollator sind Sie immer flexibel und sicher unterwegs.

Dank seines einfachen Faltmechanismus können Sie ihn einfach überall verstauen und mitnehmen. Die praktische verschließbare Tasche macht ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter beim Einkaufen.

Gesamtbreite: 655 mm
Gesamtlänge: 710 mm
Gesamthöhe: 830 - 955 mm
Sitzhöhe: 540 mm
Sitzbreite: 450 mm
Sitztiefe: 225 mm
Gewicht: 7,7 kg
Belastbarkeit: 136 kg
Räder: 200 mm x 35 mm
Farben: rot - kohlegrau
komplett mit Gehstützenhalter,
Rückengurt, Tasche und Sitz



Rollatoren

Quadri-Light

Für den Transport sehr klein zusammenfaltbar,
indem man die Räder zusätzlich einklappen kann.

Mit Rückengurt, Gehstützenhalter und Einkaufsnetz.

Breite: 650 mm

Schiebegriffhöhe min.max: 805 - 930 mm

Länge (ausgeklappt): 700 mm

Sitzhöhe: 610 mm

Sitzbreite: 450 mm

Gewicht: 7,25 kg

Belastbarkeit: 130 kg

Farbe: silber und rot



Optional: Transporttasche für den Rollator,
welche Sie auch statt dem Netz- als geschlossene
Einkaufstasche verwenden können.



ECO-Light II

Leichtgewicht Rollator mit großer, weicher Sitzfläche, unter der Sie den Einkaufskorb sicher mitführen können.

Darunter befindet sich zusätzlich eine kleine

Reißverschlusstasche für Ihre Wertsachen.

Komplett mit gepolsterter Rückenlehne und

Gehstützenhalter, sowie einfachem Faltmechanismus.

Breite: 615 mm

Schiebegriffhöhe min.max: 800 - 930 mm

Länge (ausgeklappt): 695 mm

Sitzhöhe: 560 mm

Sitzbreite: 355 mm

Gewicht: 7,5 kg

Belastbarkeit: 120 kg

Farbe: champagner



ECO-Plus

Ausführung wie ECO-Light, mit der Möglichkeit die Sitzhöhe individuell auf Ihre Bedürfnisse einzustellen, daher ist dieser Rollator speziell für große Personen sehr geeignet.

Unter dem Sitz befindet sich eine Netztasche.

Breite: 610 mm

Schiebegriffhöhe min.max:

845 - 1020 mm

Länge (ausgeklappt): 680 - 795 mm

Sitzhöhe: 555 - 625 mm

Sitzbreite: 360 mm

Gewicht: 7,2 kg

Belastbarkeit: 136 kg

Farbe: blau oder grau



Standard Rollatoren

286B

Breite: 605 mm

Länge (ausgeklappt): 645 mm

Schiebegriffverstellung: 770 - 1010 mm

Sitzhöhe: 610 mm

Sitzbreite: 400 mm

incl. Korb & Tablett: 9,5 kg

Belastbarkeit: 130 kg

Farben: kohlegrau



286i

Breite: 600 mm

Länge (ausgeklappt): 680 mm

Schiebegriffverstellung: 780 - 990 mm

Sitzhöhe: 560 mm

Sitzbreite: 420 mm

Gewicht: 9 kg

incl. Korb & Tablett: 9,85 kg

Belastbarkeit: 130 kg

Farben: blau oder kohlegrau



Gehgestell

Lyna II (mit Rädern)

Starr oder reziprok verwendbar, aus Alu und faltbar.

Gesamtbreite: 540 mm
Gesamtlänge : 470 mm
gefalteten: 120 mm

Gesamthöhe: 780 - 960 mm
Gewicht: 2,65 kg
Belastbarkeit: 130 kg



**Das Modell LYNA II können Sie als
starrs oder reziprokes Gehgestell
verwenden, optional mit 4 kleinen
Rädern oder ohne Räder**

Toilettenstühle

VERMEIREN bietet eine breite Palette von Toilettenstühlen.

Weich gepolsterte Auflagen sichern einen angenehmen Sitzkomfort.



9062

Gesamtbreite: 610 mm
Gesamtlänge: 610 mm
Gesamthöhe: 835 mm
Höhe Armlehnen: 230 mm
Rückenhöhe: 380 mm
Sitzhöhe: 500 mm
Sitztiefe: 470 mm
Sitzbreite: 460 mm
Gewicht: 8,7 kg
Belastbarkeit: 120 kg
Farben : grau/Skai hellblau, grau/Skai schwarz

139E

Gesamtbreite: 560 mm
Gesamtlänge: 820 mm
Gesamthöhe: 950 mm
Höhe Armlehnen: 226 mm
Rückenhöhe: 375 mm
Sitzhöhe: 528 mm
Sitztiefe: 420 mm
Sitzbreite: 420 mm
Gewicht: 13 kg
Belastbarkeit: 120 kg



9060

Gesamtbreite: 550 mm
Gesamtlänge: 525 mm
Gesamthöhe: 800 mm
Höhe Armlehnen: 230 mm
Rückenhöhe: 350 mm
Sitzhöhe: 490 mm
Sitztiefe: 450 mm
Sitzbreite: 420 mm
Gewicht: 7,2 kg
Belastbarkeit: 120 kg



Albatros

Aufstehlifter zum einfachen Transfer des Patienten oder für die Therapie zur Entlastung der Organe und der Kreislauffunktionen.

Gesamtbreite: 584 mm
Gesamtlänge: 1046 mm
Gesamthöhe: 1040 - 1739 mm
Höhe gefaltet: 500 mm
Gewicht: 44,85 kg
Belastbarkeit: 150 kg

**Belastbarkeit
Albatros: 150 kg**

Zu unserem stabilen Aktivlifter erhalten Sie verschiedene Gurtsysteme, die die höchsten Qualitätsanforderungen für den Patiententransfer erfüllen, entweder als gepolsterte Version oder als Gurtsystem in Netzstruktur.




GURTSYSTEME

erhältlich in den Größen
M - XL

M	XL
40 - 120 kg	100 - 200 kg



Pflegelifter Eagle



VERMEIREN vereint in seinen Patientenliftern Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Die hochwertigen Leichtlaufrollen in Verbindung mit einer sehr schmalen Gesamtbreite von nur 550 mm erleichtern Ihnen den Gebrauch in fast jeder Umgebung.

Eagle 620 / Eagle 625

Gesamtbreite: 550 mm / 680 mm


Gesamtlänge: 1115 mm / 1290 mm

Gesamthöhe: 728mm - 1740 mm / 766 mm - 1840 mm

Höhe gefaltet: 480 mm

Gewicht: 37 kg / 42 kg

Belastbarkeit: 150 kg / 175 kg



Belastbarkeit
Eagle 620 : 150 kg
Eagle 625 : 175 kg


Optionen

Zu unseren stabilen und leicht bedienbaren Patientenliftern erhalten Sie verschiedene Liftertücher. Ob als Standardversion, Hygiene- oder Komfortversion mit Oberkörperstützung; unsere Liftertücher bieten für die unterschiedlichen Einsatzgebiete die gewünschte Unterstützung

KOMFORT

erhältlich in den Größen
 M - L - XL (Standard oder Netzstruktur)


	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



HYGIENE

erhältlich in den Größen
 M - L - XL (Standard oder Netzstruktur)


	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



STANDARD

erhältlich in den Größen
 M - L - XL (Standard oder Netzstruktur)

	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440




Altitude



VERMEIREN hat den Altitude so gestaltet, dass der Benutzer den größtmöglichen Komfort genießen kann. Zum Beispiel ist dieser geriatrische Stuhl standardmäßig mit einem dicken Kissen, einem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt und einer geformten, verstellbaren Kopfstütze ausgestattet.

Optionen:

- Therapietisch aus Holz
- Infusionshalter
- einteilige Fußplatte



*Option B52
Infusionshalter*



*Option B10
einteilige Fußplatte*

Coraille



Der Coraille ist ein bequemer geriatrischer Stuhl für Menschen, die länger auf ihrem Stuhl sitzen. Ausgestattet mit einem Sicherheitsgurt und Nackenkissen. Die Verstellung der Sitzkantelung und der Beinauflage funktioniert stufenlos mittels zwei Gasfedern.



Inovys II



- Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar
- Sitztiefe verstellbar
- Beinstützen tiefen- und breitenverstellbar
- Sitzhöhe in verschiedenen Positionen einstellbar
ohne Verwendung anderer Antriebs- und Lenkräder

Die Serienausstattung umfasst ein sehr breites Spektrum an individuellen Anpassungsmöglichkeiten. Das Komplettpaket **mit Trommelbremse und Therapieplatte** macht diesen Rollstuhl zu einem vielseitig einsetzbaren Hilfsmittel bei der Patientenversorgung.

Der Drehpunkt für die Sitz und Rückenverstellung befindet sich immer vor der Hinterachse, dadurch wird ein Kippen des Rollstuhls verhindert.

Gesamtbreite: 580 / 630 / 680 / 730 mm
Sitzbreite: 350 / 400 / 450 / 500 / 550 mm
Höhe Armlehnen: 220 / 320 mm
Sitzhöhe: 460 / 530mm
Gesamthöhe: 990 / 1060 mm
Gesamtlänge: 1010 / 1050 mm
Gewicht: 36 kg
Belastbarkeit: 135 kg



Liftsessel



Der Aufstehsessel ONTARIO I & II bietet Ihnen in erster Linie einen optimalen **Ruhe- und Liegekomfort**. Mit der Handbedienung können Sie Ihre gewünschte Sitzposition, die Position der Beinauflage sowie die Liftfunktion zum mühelosen Aufstehen stufenlos verändern.

Der Sessel ist in ansprechenden Farben (Stoff & Skai) lieferbar und lässt sich mit seiner klassischen Optik in jedes Umfeld integrieren.

Skai



schwarz



dunkelbraun



taupe

Stoff (*nicht für Ontario II)



blau*



bordeauxrot*



mokkabraun



beige

Ontario I - einmotorig, Synchronverstellung von Rücken/Beinauflage

Ontario II - zweimotorig, Rücken und Beinauflage individuell verstellbar

ONTARIO I

Gesamtbreite: 800 mm

Sitzbreite: 465 mm

Höhe Armlehnen: 150 mm

Sitzhöhe: 500 mm

Gesamthöhe: 1160 mm

Gesamtlänge: 840 mm

Sitztiefe: 450 mm

Rückenhöhe: 695 mm

Gewicht: 49,64 kg

Belastbarkeit: 150 kg

ONTARIO II

Gesamtbreite: 845 mm

Sitzbreite: 480 mm

Höhe Armlehnen: 140 mm

Sitzhöhe: 500 mm

Gesamthöhe: 1145 mm

Gesamtlänge: 960 mm

Sitztiefe: 530 mm

Rückenhöhe: 670 mm

Gewicht: 53,34 kg

Belastbarkeit: 150 kg

Betten

Das Modell LUNA 2 ist ein hoch qualitatives Pflegebett, das als 3- oder 4 geteilte Version des Lattenrostes erhältlich ist und dessen elektrische Verstellungen über einen Handtaster gesteuert werden können.

Mit seinem Holzumbau, den durchgehenden Holz- Seitengittern und dem Aufrichter samt Trapez, komplettiert dieses Modell nicht nur den häuslichen Charakter sondern auch den hohen Sicherheitsstandard. Die Modellreihe LUNA 2 ist auch als Niederflurbett verwendbar, da die Lattenrosthöhe in zwei Höhen zu positionieren ist.



LUNA 2

Breite: 1020 mm
Länge: 2170 mm
Position min.: 335/400 mm
Position max.: 745/810 mm
Neigung Kopfstütze: 83°
Knieknick: -14,8°
Neigung Fußstütze: 31,7°
Belastbarkeit: 140 kg



LUNA BASIC 2

Breite: 1015 mm
Länge: 2170 mm
Position min.: 335/400 mm
Position max.: 745/810 mm
Neigung Kopfstütze: 83°
Knieknick: -14,8°
Neigung Fußstütze: 31,7°
Belastbarkeit: 140 kg

Illico

Breite: 1024 mm
Länge: 2080 mm
Lattenrosthöhe.: 298 - 828 mm
Gesamthöhe.: 783 - 1313 mm
Liegefläche 900 mm x 2000 mm
Neigung Kopfstütze: 70°
Knieknick: -17°
Neigung Fußstütze: 36,8°
Belastbarkeit: 140 kg



Dieses formschöne, sehr robuste Pflegebett ermöglicht Ihnen viele individuelle Möglichkeiten von Design und Technik. Dank der großen Hubhöhe von 530 mm kann das Bett auch als Niederflurbett und in angenehmer Pflegehöhe verwendet werden. Mit absenkbaren Holz-Seitengittern oder faltbaren Metall- Seitengittern lieferbar.

Der viergeteilte Metall- Lattenrost mit elektrischer Verstellfunktion ermöglicht bequemes Liegen und Sitzen ganz nach Ihren individuellen Wünschen. Der Aufrichter mit Trapez erleichtert das Aufsitzen und die bremsbaren Räder komplettieren dieses hochwertige Pflegebett.



Mittels einem sehr intelligenten Klicksystems kann das Bett sehr einfach und schnell auf- und abgebaut werden.

Niederflurbetten



Beistelltisch Mod. 385

Fahrbar mit ausziehbarer Platte, Holz Buche

Gesamtbreite: 470 mm
Gesamtlänge: 585 mm
Gesamthöhe: 915 mm

Tisch: 670 x 360 x 20 mm
Gewicht: 36,35 kg
Farben: Buche

Mit tiefer Lattenrosthöhe für einen besseren einfachen Transfer des Patienten und als Sturzphylaxe verwendbar.

ALOIS

Breite: 1035 mm
Neigung Kopfstütze: 65°
Neigung Fußstütze: 30°
Lattenrosthöhe: minimal 200 mm
Lattenrosthöhe: maximal 720 mm

Länge: 2070 mm
Knieknick: 16°
Belastbarkeit: 135 kg



Erhältlich
mit Holz- oder
Metall-Lamellen.

LUNA UL 2

Breite: 1030 mm
Länge: 2240 mm
Neigung Kopfstütze: 83°
Lattenrosthöhe: minimal 200 mm
Lattenrosthöhe: maximal 600 mm

Knieknick: -31,7°
Neigung Fußstütze: -14,8°
Belastbarkeit: 140 kg



Beistelltisch 376

Der Nachttisch 376 ist in der Höhe sowie in der Neigung einstellbar und verfügt über 4 Räder. Er ist ideal für den Einsatz zu Hause oder im Krankenhaus - in Kombination mit einem Bett, einem Sofa oder einer Liege. Der Rahmen ist mit einer dauerhaften Pulverbeschichtung versehen, und der Tisch selbst kann in beide Richtungen gekippt und verriegelt werden. Perfekt zum Lesen, während der kleinere, feste Tisch zum Platzieren von Getränken, Essen oder Elektronik dient.

Gesamtlänge: 920 mm

Gesamtbreite: 470 mm

Verstellbare Höhe: 610 mm - 950 mm

Untergestellhöhe: 110 mm

Tischplatte: 765 mm x 410 mm

Gesamtgewicht: 9,4 kg

Max. Belastbarkeit: 15 kg

Räder: ø 50 mm

Farben: Rahmen: grau - Tisch: Oxide

Rahmen: beige - Tisch: Buche



Marilyn

Unterwegs und es beginnt zu regnen ?

Kein Problem, dieser Gehstock vereint eine praktische Gehhilfe mit einem Regenschirm-für alle Fälle !



Höhe: 870 mm bis 920 mm

Belastbarkeit: 130 kg



Normandie

- Synchronverstellung von Rückenlehneigung und Beinauflage mittels Gasfeder
- hoher bequem gepolsterter und geformter Rücken



Gesamtbreite: 660 mm
Gesamtlänge: 750 mm
Gesamthöhe: 1200 mm
Rückenhöhe: 780 mm
Sitzbreite: 540 mm
Sitzhöhe: 510 mm
Gewicht: 24,85 kg
Belastbarkeit: 130 kg



optionen



Kopfkissen



Blutentnahme
Armlaуlagen



B12 - Therapietisch



Modell
ohne Rädern

NormandieXXL

Schalensitz mit einer
Sitzbreite von 770 mm bei
Gesamtbreite von
890 mm.



max. Belastbarkeit
350 kg

Express



Der Express ist ein elektrischer Rollstuhl mit geringer Gesamtbreite und ist einfach zu bedienen. Zerlegbar und faltbar für den Transport oder die Reise. Batterien, Rückenteil und Sitzkissen sind ganz einfach herausnehmbar. Auf diese Weise kann der Express zusammengeklappt werden und ist einiges leichter (nur 29,9 kg). So passt er leicht in den Kofferraum.



Separate
Batteriekästen

6
km/h



einfach zu
bedienende Steuerung







VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Strasse 4
A-4061 Pasching
Österreich

Tel.: +43 (0) 7229 64900
Fax: +43 (0) 7229 64900-90

info@vermeiren.at
www.vermeiren.at



Ihr Fachhändler:

VERMEIREN
we care for you