




SCOOTERS
SCOOTERS
SCOOTERS
SCOOTERS
SCOOTERS
SCOOTERS





Vermeiren IBÉRICA SLU

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel.: +34 972 428 433
Fax: +34 972 42 92 39
Email: info@vermeiren.es
Website: www.vermeiren.es



Índice

Sedna	04
Sedna Premium	05
Antares 4	06
Venus 4 Sport	07
Eris	09
Ceres 3 Deluxe	10
Ceres SE	11
Mercurius	13
Carpo 2 SE	14
Carpo 2XD SE	15
Comparación	16 - 17
Opciones	18

Scooters Plegables

Sedna - Siempre móvil

El scooter Sedna es el scooter de transporte ideal. Ligero, compacto y plegable en menos de un minuto, súper fácil de llevar como un trolley en barco, tren o avión (incluida la batería!). Ideal para distancias cortas y fácil de manejar en giros cerrados en habitaciones pequeñas, restaurantes o tiendas. Opciones: reposabrazos, asiento giratorio y bolsa para compra.

4 ruedas

Longitud: 960 mm

Anchura: 530 mm

Altura: 840 mm

Velocidad: 8 km/h

Peso de usuario: 115 kg

Baterías: 11,5 Ah



Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm y 1,5 kg) pueden diferir.

Sedna Premium - Confort móvil

Versión premium con reposabrazos y asiento giratorio.



4 ruedas
Longitud: 960 mm
Anchura: 530 mm
Altura: 870 mm
Velocidad: 8 km/h
Peso de usuario: 115 kg
Baterías: 11,5 Ah



Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm y 1,5 kg) pueden diferir.

Scooters Pequeños

Antares 4 - Básico

El scooter Antares 4 es ideal para usar en interiores. Fácil de trasladar y transportar, se puede desmontar o plegar en pocos segundos sin herramientas.



4 ruedas
Longitud: 970 mm
Anchura: 480 mm
Altura: 980 mm
Velocidad: 6 km/h
Peso de usuario: 115 kg
Baterías: 12 Ah



Venus 4 Sport - Eficiente

Scooter de 4 ruedas para uso en interiores y exteriores. Muy cómodo y práctico, se puede desmontar en 5 partes sin herramientas adicionales. Con luz y altura de base a suelo de 11 cm. Más autonomía con sus baterías de 20 Ah.

4 ruedas

Longitud: 1040 mm

Anchura: 550 mm

Altura: 900 mm

Velocidad: 6 km/h

Peso de usuario: 115 kg

Baterías: 20 Ah





Eris - La nueva estrella

Scooter compacto de 4 ruedas para exteriores y de gran versatilidad.

Disponibile en 6 y 10 km/h con baterías de 38 o 50 Ah, lo que le confiere más autonomía.



4 ruedas

Longitud: 1185 mm

Anchura: 570 mm

Altura: 1150 mm

Velocidad: 6 km/h - 10 km/h

Peso de usuario: 140 kg

Baterías: 38 Ah - 50 Ah



Ceres 3 Deluxe - Solvencia

El Ceres 3 Deluxe ofrece confort y una conducción elegante. La columna de dirección "Delta" completamente nueva aporta una experiencia de conducción mejorada. La interfaz de control es fácil de usar, grande y legible.



3 ruedas
Longitud: 1270 mm
Anchura: 610 mm
Altura: 1160 mm
Velocidad: 12 km/h
Peso de usuario: 135 kg
Baterías: 50 Ah



Ceres SE - Compacto

El Ceres SE es su scooter de 4 ruedas moderno, disponible en rojo y plateado. Con asiento ajustable, giratorio, con reposacabezas y reposabrazos integrados. Los reflectores, luces LED, retrovisores y parachoques le ofrecen una conducción segura y eficaz. La cesta es extraíble y soporta hasta 5 kgs de peso. El scooter está disponible en 10 km/h y 15 km/h.



4 ruedas
 Longitud: 1300 mm
 Anchura: 620 mm
 Altura: 1280 mm
 Velocidad: 10 km/h - 15 km/h
 Peso de usuario: 140 kg
 Baterías: 38 Ah - 50 Ah





Mercurius - Futurista

Estilo futurista. Equipado con llantas deportivas, cesta moderna, dos retrovisores, asiento multiajustable con apoya cabezas y reposabrazos. Luces LED, más brillantes para mayor seguridad. 2 conexiones USB para cargar sus dispositivos electrónicos rápidamente.



4 ruedas
Longitud: 1430 mm
Anchura: 680 mm
Altura: 1355 mm
Velocidad: 15 km/h
Peso de usuario: 150 kg
Baterías: 75 Ah



Carpo 2 SE - Líder

El Carpo 2 SE es 125 mm más corto que el Carpo 2. Su equipamiento de serie le hace líder en su segmento. Llantas de aluminio y cubiertas en negro, suspensión más baja, mayor estabilidad en carretera, asiento microperforado con costuras en rojo, reposacabezas y parachoques eficientes integrados.



4 ruedas
Longitud: 1535 mm
Anchura: 660 mm
Altura: 1390 mm
Velocidad: 15 km/h
Peso de usuario: 150 kg
Baterías: 80 Ah



Carpo 2XD SE - Sin barreras

Potente y cómodo para uso en exteriores. Programable electrónicamente. Un compañero fiable para sus paseos. Diseñado para su uso en zonas montañosas y/o con pendientes pronunciadas.
¡No habrá obstáculos que se le resistan!



4 ruedas
Longitud: 1535 mm
Anchura: 660 mm
Altura: 1390 mm
Velocidad: 13 km/h
Peso de usuario: 150 kg
Baterías: 100 Ah



Comparación



SEDNA



SEDNA PREMIUM



ANTARES 4



Venus 4 SPORT



ERIS

Longitud:	960 mm	960 mm	970 mm	1040 mm	1185 mm
Anchura:	530 mm	530 mm	480 mm	550 mm	570 mm
Altura:	840 mm	870 mm	980 mm	900 mm	1150 mm
Motor:	270 W	270 W	270 W	270 W	320 W
Autonomía:	15 km	15 km	10,5 km	18 km	30 km - 45 km *
Velocidad:	8 km/h	8 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h - 10 km/h
Peso:	27,3 kg	31,6 kg	43 kg	55,10 kg	75 kg
Peso usuario:	115 kg	115 kg	115 kg	115 kg	140 kg
Baterías:	11,5 Ah	11,5 Ah	12 Ah	20 Ah	38 Ah - 50 Ah

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm y 1,5 kg) pueden diferir.



CERES 3 Deluxe



CERES SE



MERCURIUS



CARPO 2 SE



CARPO 2XD SE

Longitud:	1270 mm	1300 mm	1430 mm	1535 mm	1535 mm
Anchura:	610 mm	620 mm	680 mm	660 mm	660 mm
Altura:	1160 mm	1280 mm	1355 mm	1390 mm	1390 mm
Motor:	470 W	450 W - 650 W	1000 W	750 W	750 W
Autonomía:	35 km	30 km - 48 km*	40 km	45 km	57 km
Velocidad:	12 km/h	10 km/h - 15 km/h	15 km/h	15 km/h	13 km/h
Peso:	92 kg	106 kg - 111 kg	116,75 kg	144 kg	144 kg
Peso usuario:	135 kg	140 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Baterías:	50 Ah	38 Ah - 50 Ah	75 Ah	80 Ah	100 Ah

* La autonomía depende de las baterías elegidas. Consulte el manual.

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm y 1,5 kg) pueden diferir.

Opciones

Vermeiren ofrece una amplia gama de accesorios para su scooter.



Porta-muletas



Soporte bombona oxígeno



Funda protectora



Retrovisor (x1)



Soporte caminador



Baúl

Consulte compatibilidad de los accesorios con los distintos modelos de scooters.

Versión: 2021 - 06

Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente manual de cualquier forma (impresión, fotocopia, microfilm o cualquier otro procedimiento), así como la edición, copia o distribución empleando sistemas electrónicos, sin el permiso escrito del editor.

© N.V. Vermeiren N.V. 2021

VERMEIREN IBERICA, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A

17150 Sant Gregori (Girona)

Tel: +34 972 428 433

Fax: +34 972 42 92 39

e-mail: info@vermeiren.es

website: www.vermeiren.es

Distribuido por:



VERMEIREN
Nuevos horizontes

