

Für weitere Informationen:



VERMEIREN
Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a 40472 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 94 27 90
Telefax: 02 11 / 65 36 00
E-mail: info@vermeiren.de



Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



V.H.: VERMEIREN Deutschland GmbH - Wahlerstraße 12 a 40472 Düsseldorf - Deutschland - 11/2020

276

HMV-Nr. 10.46.04.0004

Die fahrbare Gehhilfe 276 mit Unterarmauflagen garantiert eine ausgezeichnete Unterstützung bei Gangunsicherheit.

Gehhilfe mit vier Rädern, zusammenklappbar, mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenstütze, Einkaufskorb und einschiebbarem Tablett unter dem Sitz.



Faltbar für leichten Transport

Farben



■ Gesamtbreite	630 mm
■ Gesamthöhe	1030 - 1150 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Sitzbreite	440 mm
■ Sitztiefe	210 mm
■ Sitzhöhe	570 mm
■ Räder (vorne / hinten)	200 mm
■ Gesamtgewicht	11 kg
■ Maximale Belastbarkeit	120 kg
■ Maximale Belastung Korb	5 kg
■ Farben	grau

201 Delta

Das 201 Delta ist ein Gehrad mit 3 Rädern. Das Gehrad ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Mit dem mitgelieferten Korb und der Aufbewahrungstasche kann es problemlos zum Einkaufen verwendet werden. Darüber hinaus ist das Gehrad mit höhenverstellbaren Griffen und Bremsen ausgestattet.



Faltbar für leichten Transport

Farben



■ Gesamtbreite	680 mm
■ Gesamthöhe	820 - 920 mm
■ Gesamtlänge	576 mm
■ Gefaltet	270 mm
■ Bremse	Multifunktionsbremse
■ Max. Neigung	7°
■ Räder (vorne / hinten)	200 mm
■ Gesamtgewicht mit Korb	5,8 kg
■ Maximale Belastbarkeit	125 kg
■ Maximale Belastung Korb	5 kg
■ Farben	champagner

VERMEIREN



Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Four-Light

Four-Light Leichtgewichtrollator faltbar mit Sitznetz, Rückengurt, Gehstützenhalter und Einkaufsnetz.

Sehr einfacher Faltmechanismus. Für den perfekten Transport im Auto, dem Flugzeug oder der Bahn.



■ Gesamtbreite	660 mm
■ Gesamthöhe	870 - 990 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Sitzbreite	450 mm
■ Sitzhöhe	550 mm
■ Gesamtgewicht mit Korb	8,45 kg
■ Maximale Belastbarkeit	130 kg

ECO-Light II

HMV-Nr. 10.50.04.1251

Der **ECO-Light II** ist ein faltbarer vierrädriger Rollator mit einem abnehmbaren Korb, gepolstertem Sitz, Stockhalter, Feststellbremse und höhenverstellbaren Schiebegriffen. Ein abnehmbarer und gepolsterter Rückenbügel bietet zusätzlichen Halt im Sitzen. Schnell faltbar und transportbereit.



■ Gesamtbreite	615 mm
■ Gesamthöhe	800 - 930 mm
■ Gesamtlänge	695 mm
■ Sitzbreite	355 mm
■ Sitzhöhe	560 mm
■ Gesamtgewicht mit Korb	7,5 kg
■ Maximale Belastbarkeit	120 kg

Quava

HMV-Nr. 10.50.04.1249

Der **Quava** ist ein moderner, leichter, faltbarer Rollator mit Multifunktionsbremsen. Ideal zur Mitnahme im Auto, während einer Reise oder beim Einkaufen. Durch den breiten, gepolsterten Rückengurt können Sie sich, bei arretierten Bremsen, im Sitzen in aller Sicherheit ausruhen.



■ Gesamtbreite	655 mm
■ Gesamthöhe	830 - 955 mm
■ Gesamtlänge	710 mm
■ Sitzbreite	450 mm
■ Sitzhöhe	540 mm
■ Gesamtgewicht mit Tasche	7,05 kg
■ Maximale Belastbarkeit	136 kg

286i

286i Standardrollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, sowie Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen. Multifunktionsbremse und ein Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen.



■ Gesamtbreite	600 mm
■ Gesamthöhe	780 - 990 mm
■ Gesamtlänge	680 mm
■ Sitzbreite	420 mm
■ Sitzhöhe	560 mm
■ Gesamtgewicht mit Korb und Tablett	9,85 kg
■ Maximale Belastbarkeit	130 kg

Quadri-Light

HMV-Nr. 10.50.04.1248

Quadri-Light Leichtgewichtrollator, faltbar, mit Sitznetz, Rückengurt, Gehstützenhalter und Einkaufsnetz.

Sehr einfacher Faltmechanismus. Zusätzlich sind auch die Räder einklappbar für den perfekten Transport im Auto, dem Flugzeug oder der Bahn.

Transporttasche als Option erhältlich.



■ Gesamtbreite	650 mm
■ Gesamthöhe	805 - 930 mm
■ Gesamtlänge	700 mm
■ Sitzbreite	450 mm
■ Sitzhöhe	610 mm
■ Gesamtgewicht mit Einkaufsnetz	7,25 kg
■ Maximale Belastbarkeit	130 kg

ECO-Plus

HMV-Nr. 10.50.04.1246

ECO-Plus faltbarer Rollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse. Die Sitzhöhe ist über eine einfache Einstellung am Rahmen veränderbar. Die Schiebegriffe sind bis zu 1020 mm in der Höhe verstellbar, ideal für größere Personen. Komplett mit gepolsterter Rückenstütze.



■ Gesamtbreite	610 mm
■ Gesamthöhe	845 - 1020 mm
■ Gesamtlänge	680 - 795 mm
■ Sitzbreite	360 mm
■ Sitzhöhe	555 - 625 mm
■ Gesamtgewicht mit Einkaufsnetz	7,2 kg
■ Maximale Belastbarkeit	136 kg

Goliat

HMV-Nr. 10.50.04.2019

Der **Goliat** ist ein faltbarer Schwerlastrollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse. Die Schiebegriffe sind in der Höhe verstellbar. Mit einer Sitzbreite von 55 cm und hoher Belastbarkeit von bis zu **200 kg** ist er auch für kräftigere Personen geeignet.



■ Gesamtbreite	650 mm
■ Gesamthöhe	830 - 1020 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Sitzbreite	550 mm
■ Sitzhöhe	490 - 560 mm
■ Gesamtgewicht mit Tasche	10,7 kg
■ Maximale Belastbarkeit	200 kg

286 B

HMV-Nr. 10.50.04.1171

286 B Standardrollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen.

Multifunktionsbremse und ein Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen.



■ Gesamtbreite	605 mm
■ Gesamthöhe	770 - 1010 mm
■ Gesamtlänge	645 mm
■ Sitzbreite	400 mm
■ Sitzhöhe	610 mm
■ Gesamtgewicht mit Korb und Tablett	9,5 kg
■ Maximale Belastbarkeit	130 kg