

CERES SE

HMV-Nr.: 18.51.05.1043

■ Länge :	1300 mm
■ Breite :	620 mm
■ Höhe :	1280 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 38Ah
■ Reichweite :	ca. 35 km*
■ Belastbarkeit :	140 kg
■ Farbe :	Rot, Umbra Grau oder Hellelfenbein

6
km/h



* Maximale Reichweite

ERIS

HMV-Nr.: 18.51.05.1041

■ Länge :	1185 mm
■ Breite :	570 mm
■ Höhe :	1150 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 38Ah
■ Reichweite :	35 - 45 km*
■ Belastbarkeit :	140 kg
■ Farbe :	Silber, Rot, Umbra Grau oder Hellelfenbein

6
km/h



* Maximale Reichweite

VENUS 4 SPORT

■ Länge :	1040 mm
■ Breite :	560 mm
■ Höhe :	900 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 20Ah
■ Reichweite :	18 km*
■ Gewicht ohne Batterien und Sitz :	34 kg
■ Belastbarkeit :	115 kg
■ Farbe :	Silbergrau
■ PU bereift	

6
km/h



* Maximale Reichweite

ONE

■ Länge :	1030 mm
■ Breite :	490 mm
■ Höhe :	880 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 15Ah
■ Reichweite :	16 km*
■ Belastbarkeit :	136 kg
■ Farbe :	Blau - Grün Pink - Orange

6
km/h



* Maximale Reichweite

ONE AIR+

■ Länge :	1030 mm
■ Breite :	490 mm
■ Höhe :	880 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 25Ah
■ Reichweite :	30 km*
■ Belastbarkeit :	136 kg
■ Farbe :	Blau - Grün Pink - Orange

6
km/h



* Maximale Reichweite

SEDNA PREMIUM

■ Länge :	960 mm
■ Breite :	530 mm
■ Höhe :	870 mm
■ Batterie :	24V - 11,5Ah
■ Reichweite :	15 km*
■ Gewicht :	31,6 kg
■ Gewicht ohne Batterien und Sitz :	28,8 kg
■ Belastbarkeit :	115 kg
■ Farbe :	Rot
■ Optionen :	Einkaufsnetz
■ Standard mit Armlehnen, Drehstuhl und Luftreifen	

6
km/h



* Maximale Reichweite



Ausgestattet mit zwei
25Ah-Batterien und **Luftbereifung** mit
einer Reichweite von bis zu **30 km !**



Das abgebildete Modell dient nur zur Veranschaulichung. Einige Punkte können optional sein.



VERMEIREN
we care for you

MERCURIUS 4D

- Länge : 1440 mm
- Breite : 680 mm
- Höhe : 1360 mm
- Batterie : 2 x 12V - 75Ah
- Reichweite : ca. 40 km*
- Belastbarkeit : 150 kg
- Farbe : Champagner

15 km/h



* Maximale Reichweite

CERES SE

- Länge : 1300 mm
- Breite : 620 mm
- Höhe : 1280 mm
- Batterie : 2 x 12V - 50Ah
- Reichweite : ca. 30 km*
- Belastbarkeit : 140 kg
- Farbe : Rot, Umbra
Grau oder Hellelfenbein

15 km/h



* Maximale Reichweite

CERES SE

- Länge : 1300 mm
- Breite : 620 mm
- Höhe : 1280 mm
- Batterie : 2 x 12V - 50Ah
- Reichweite : ca. 48 km*
- Belastbarkeit : 140 kg
- Farbe : Rot, Umbra
Grau oder Hellelfenbein

10 km/h



* Maximale Reichweite

CARPO 2 SE

- Länge : 1535 mm
- Breite : 660 mm
- Höhe : 1390 mm
- Batterie : 2 x 12V - 100Ah
- Reichweite : ca. 45 km*
- Belastbarkeit : 150 kg
- Farbe : Rot, Umbra
Grau oder Hellelfenbein

15 km/h



* Maximale Reichweite

CARPO 4D

- Länge : 1450 mm
- Breite : 660 mm
- Höhe : 1350 mm
- Batterie : 2 x 12V - 75Ah
- Reichweite : ca. 45 km*
- Belastbarkeit : 150 kg
- Farbe : Grau

15 km/h



* Maximale Reichweite

CARPO 4

- Länge : 1450 mm
- Breite : 660 mm
- Höhe : 1350 mm
- Batterie : 2 x 12V - 75Ah
- Reichweite : ca. 45 km*
- Belastbarkeit : 150 kg
- Farbe : Champagner

15 km/h



* Maximale Reichweite



V.H.: VERMEIREN Group, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgien - 05/2024



VERMEIREN
Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12a 40472 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 94 27 90
Telefax: 02 11 / 65 36 00
E-mail: info@vermeiren.de



* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abbildungen können im Detail je Modell abweichen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

VERMEIREN
we care for you