

Ihre Vorteile

- ✓ Kompetente Beratung
- ✓ Lieferung frei Haus
- ✓ Inspektions- und Wartungsservice



VERMEIREN Austria G.m.b.H.
Schäringer Straße 4
4061 Pasching - Österreich

Telefon: 07229/64900

Telefax: 07229/64900-90

www.vermeiren.at - info@vermeiren.at

Für weitere Informationen
oder eine Gratis-Vorführung:

Fragen Sie das Sanitätshaus in Ihrer Nähe.

* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Armlehnen sind abklappbar, sowie abnehmbar und lassen sich individuell in der Breite anpassen. Die Sitzsysteme lassen sich zum Ein- und Aussteigen in die gewünschte Position drehen. Alle Preise inkl. MwSt. Lieferung frei Haus.

ONE / ONE+ 8 km/h

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ■ Länge : | 1030 mm |
| ■ Breite : | 490 mm |
| ■ Höhe : | 880 mm |
| ■ Batterie : | 15 Ah |
| ■ Reichweite: | ca. 16 km* |
| ■ Gesamtgewicht : | 44,9 kg |
| ■ Geschwindigkeit : | 8 km/h |
| ■ Zuladung : | 136 kg |
| ■ Farbe : | Blau, Rosa, Grün, Orange |



ONE+ Mit einer 25Ah-Batterie ...



... und 30 km Reichweite

ONE AIR+ 8 km/h

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ■ Länge : | 1030 mm |
| ■ Breite : | 490 mm |
| ■ Höhe : | 880 mm |
| ■ Batterie : | 2 x 12V - 25 Ah |
| ■ Reichweite: | ca. 30 km* |
| ■ Gesamtgewicht : | 50 kg |
| ■ Geschwindigkeit : | 8 km/h |
| ■ Zuladung : | 136 kg |
| ■ Leistung : | 270 Watt |
| ■ Zerlegbar in : | 4 Teile |
| ■ Farbe : | Blau, Rosa, Grün, Orange |



VENUS 4 SPORT 6 km/h

| | |
|---------------------|-----------------|
| ■ Länge : | 1040 mm |
| ■ Breite : | 560 mm |
| ■ Höhe : | 900 mm |
| ■ Batterie : | 2 x 12V - 20 Ah |
| ■ Reichweite: | ca. 18 km* |
| ■ Gesamtgewicht : | 55,9 kg |
| ■ Geschwindigkeit : | 6 km/h |
| ■ Zuladung : | 115 kg |
| ■ Leistung : | 270 Watt |
| ■ Zerlegbar in : | 4 Teile |
| ■ Farbe : | Silbergrau |



Zübehör




Abdeckhaube



Rollatorhalter



Utensilienbox



Stockhalter

Movo - Regenschutz



AUSGABE 2024



ERIS

| | |
|---------------------|---|
| ■ Länge : | 1185 mm |
| ■ Breite : | 570 mm |
| ■ Höhe : | 1150 mm |
| ■ Batterie : | 2 x 12V - 50Ah |
| ■ Reichweite : | 37 km* |
| ■ Gesamtgewicht : | 75 kg |
| ■ Geschwindigkeit : | 10 km/h |
| ■ Zuladung : | 140 kg |
| ■ Leistung : | 320 Watt |
| ■ Farbe : | Silbergrau, Rot, Dunkelgrau oder Beige |



10
km/h



CERES

| | |
|---------------------|---|
| ■ Länge : | 1300 mm |
| ■ Breite : | 620 mm |
| ■ Höhe : | 1280 mm |
| ■ Batterie : | 2 x 12V - 50 Ah |
| ■ Reichweite: | ca. 48 km* |
| ■ Gesamtgewicht : | 106 kg |
| ■ Geschwindigkeit : | 10 km/h |
| ■ Zuladung : | 140 kg |
| ■ Leistung : | 450 Watt |
| ■ Farbe : | Silbergrau, Rot, Dunkelgrau oder Beige |

CERES

| | |
|---------------------|---|
| ■ Länge : | 1300 mm |
| ■ Breite : | 620 mm |
| ■ Höhe : | 1280 mm |
| ■ Batterie : | 2 x 12V - 50 Ah |
| ■ Reichweite: | ca. 29 km* |
| ■ Gesamtgewicht : | 111 kg |
| ■ Geschwindigkeit : | 15 km/h |
| ■ Zuladung : | 140 kg |
| ■ Leistung : | 650 Watt |
| ■ Farbe : | Silbergrau, Rot, Dunkelgrau oder Beige |



10
km/h



- Analoge Anzeige und einfach zu bedienende Tasten
- Mit Komfortlenker für ein ermüdungsfreies Fahren

15
km/h

It: StVZO sind max
10km/h vorgesehen

CARPO

| | |
|---------------------|---|
| ■ Länge : | 1535 mm |
| ■ Breite : | 660 mm |
| ■ Höhe : | 1390 mm |
| ■ Batterie : | 2 x 12V - 80 Ah |
| ■ Reichweite: | ca. 40 km* |
| ■ Gesamtgewicht : | 144 kg |
| ■ Geschwindigkeit : | 15 km/h |
| ■ Zuladung : | 150 kg |
| ■ Leistung : | 750 Watt |
| ■ Farbe : | Silbergrau, Rot, Dunkelgrau oder Beige |

15
km/h

It: StVZO sind max
10km/h vorgesehen



CARPO XD

| | |
|---------------------|---|
| ■ Länge : | 1535 mm |
| ■ Breite : | 660 mm |
| ■ Höhe : | 1390 mm |
| ■ Batterie : | 2 x 12V - 100 Ah |
| ■ Reichweite: | ca. 45 km* |
| ■ Gesamtgewicht : | 144 kg |
| ■ Geschwindigkeit : | 13 km/h |
| ■ Zuladung : | 150 kg |
| ■ Leistung : | 750 Watt |
| ■ Farbe : | Silbergrau, Rot, Dunkelgrau oder Beige |

13
km/h

It: StVZO sind max
10km/h vorgesehen

Für den Einsatz im steilen Gelände, bei extremen Anforderungen oder starker Belastung. Mit verstärktem Getriebe und Elektronik.



CARPO 4

| | |
|---------------------|-----------------|
| ■ Länge : | 1450 mm |
| ■ Breite : | 660 mm |
| ■ Höhe : | 1350 mm |
| ■ Batterie : | 2 x 12V - 80 Ah |
| ■ Reichweite: | ca. 50 km* |
| ■ Gesamtgewicht : | 131 kg |
| ■ Geschwindigkeit : | 15 km/h |
| ■ Zuladung : | 150 kg |
| ■ Leistung : | 750 Watt |
| ■ Farbe : | Champagner |

15
km/h

It: StVZO sind max
10km/h vorgesehen



MERCURIUS 4D

| | |
|---------------------|-----------------|
| ■ Länge : | 1440 mm |
| ■ Breite : | 680 mm |
| ■ Höhe : | 1360 mm |
| ■ Batterie : | 2 x 12V - 80 Ah |
| ■ Reichweite: | ca. 55 km* |
| ■ Gesamtgewicht : | 116,75 kg |
| ■ Geschwindigkeit : | 15 km/h |
| ■ Zuladung : | 150 kg |
| ■ Leistung : | 1000 Watt |
| ■ Farbe : | champagner |

15
km/h

It: StVZO sind max
10km/h vorgesehen

