

HOGAR
HOGAR
HOGAR
HOGAR
HOGAR
HOGAR



Índice

Ontario I / II	04
Montreal	05
Altitude	06
Coraille	07
Normandie/ Normandie 2F /Normandie E	08
Languedoc / Provence	09
Eagle 620/625	10
Albatros	11
376/377/378/385.....	12 - 13
Luna	14
Luna Basic	15
Luna Ultra Low	16
Illico	17
Alzeis	18
Mat X1 - X2 - X3 / Vicair Liberty	19
9303 / 139E	20

Ontario I & II - Sillones elevadores



Opción: fundas para reposabrazos



Ontario II

Con el sillón elevador Ontario obtendrá un máximo confort en su propia casa.

Simplemente presionando un botón, usted podrá relajarse, ver la televisión o hechar una siesta. Con el Ontario de 2 motores, podrá controlar el respaldo y los reposapiernas independientemente.

	Ontario I	Ontario II
anchura:	800 mm	845 mm
anchura de asiento:	465 mm	480 mm
altura de los reposabrazos:	150 mm	140 mm
altura de asiento:	500 mm	500 mm
altura total:	1160 mm	1145 mm
longitud total:	840 mm	960 mm
profundidad de asiento:	450 mm	530 mm
altura de respaldo:	695 mm	670 mm
peso:	49,64 kg	53,34 kg
peso de usuario:	150 kg	150 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Montreal - Sillones elevadores

- 1 Primero sube el reposapiernas, con el respaldo a 90°
- 2 Después se reclina el respaldo.



El sillón Montreal le ofrece las mismas posibilidades que el sillón Ontario. Escoja uno de los colores y texturas para adaptarlo a la perfección al entorno de su casa. El reposapiernas sube primero, lo que le facilita ver la televisión sin tener que tumbar el respaldo completamente.



anchura:	850 mm
anchura de asiento:	485 mm
altura de reposabrazos:	150 mm
altura de asiento:	500 mm
altura total:	1140 mm
longitud total:	830 mm
profundidad de asiento:	510 mm
altura de respaldo:	700 mm
peso:	54 kg
peso de usuario:	150 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Altitude - Sillones confort

El sillón Altitude está equipado de serie con un cojín de asiento de 80 mm de grosor (respaldo: 800 mm). La altura del respaldo y los reposabrazos dependerán del grosor del cojín de asiento (60 - 80 - 100 mm).
Opcional: cojín anti-decúbito.



Opcional: B12 - Mesa extraíble

Nuevo diseño

- El respaldo es 3 cm más alto para ofrecer mejor soporte a usuarios altos.
- La forma del soporte de pantorrillas ofrece mayor espacio a las piernas.
- Para facilitar la limpieza es totalmente desenfundable.

anchura:	720 mm
anchura de asiento:	380 - 480 mm
altura de reposabrazos:	235 - 275 mm
altura de asiento:	445 - 535 mm
altura total:	1295 - 1345 mm
longitud total:	1090 - 1640 mm
profundidad de asiento:	440 - 480 mm
altura de respaldo:	792 - 832 mm
peso:	33,9 kg
peso de usuario:	120 kg

dártex

skai



Totalmente desenfundable - cremallera para desenfundar



Opcional: B52 Soporte porta suero



Opcional: reposapiés de dos piezas (consultar)

Coraille - Sillones confort

Sillón Confort para uso en interiores/exteriores con 4 ruedas:
2 ruedas traseras grandes y 2 ruedas delanteras giratorias.
Opcional: cojín anti-decúbito.



Opcional: B12 - Mesa extraíble

**Nuevo
diseño**

- El respaldo es 3 cm más alto para ofrecer mejor soporte a usuarios altos.
- La forma del soporte de pantorrillas ofrece mayor espacio a las piernas.
- Para facilitar la limpieza es totalmente desenfundable.

anchura:	720 mm
anchura de asiento:	380 - 480 mm
altura de reposabrazos:	235 - 275 mm
altura de asiento:	445 - 535 mm
altura total:	1295 - 1345 mm
longitud total:	1090 - 1640 mm
profundidad de asiento:	440 - 480 mm
altura de respaldo:	792 - 832 mm
peso:	39 kg
peso de usuario:	120 kg



Totalmente desenfundable - cremallera para desenfundar



Pedal para el freno de estacionamiento



Opcional: B52 Soporte porta suero



Opcional: reposapiés de dos piezas



Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Normandie - *Sillones de descanso*

Respaldo reclinable 45°.

El reposapiernas sube al mismo tiempo que el respaldo reclina.



Consulte las múltiples opciones disponibles.

polipiel



tela



Normandie 2F

Inclina el respaldo y sube el reposapiernas independientemente, tirando de una de las dos palancas.



Normandie E

Versión electrónica.



Normandie

anchura:	660 mm
longitud:	750 mm
altura:	1200 mm
altura de respaldo:	780 mm
anchura de asiento:	540 mm
altura de asiento:	510 mm
peso:	24,85 kg
peso de usuario:	130 kg

Normandie 2F

anchura:	670 mm
longitud:	840 mm
altura:	1225 mm
altura de respaldo:	780 mm
anchura de asiento:	540 mm
altura de asiento:	510 mm
peso:	28,10 kg
peso de usuario:	130 kg

Normandie E

anchura:	660 mm
longitud:	750 mm
altura:	1200 mm
altura de respaldo:	780 mm
anchura de asiento:	540 mm
altura de asiento:	510 mm
peso:	29,70 kg
peso de usuario:	130 kg

Languedoc - Provence - *Sillones de descanso*

Todos los modelos están equipados con reposabrazos regulables en altura.



Languedoc: Respaldo reclinable 45°



Provence: Respaldo fijo, 3 posiciones (10°-21°-32°)

polipiel



tela

	Languedoc	Provence
anchura:	660 mm	660 mm
longitud:	750 mm	750 mm
altura:	1200 mm	1150 mm
altura de respaldo:	780 mm	780 mm
anchura de asiento:	540 mm	540 mm
altura de asiento:	510 mm	510 mm
peso:	22,85 kg	21,85 kg
peso de usuario:	130 kg	130 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Eagle 620/625 - Grúa de traslado



Peso máximo usuario
Eagle 620: 150 kg
Eagle 625: 175 kg

Modelo Eagle 625


La grúa Vermeiren ha sido diseñada para ofrecer la máxima comodidad tanto para el paciente en sus transferencias como para los cuidadores.

Con unas ruedas de calidad de 100 mm, esta grúa puede utilizarse prácticamente en cualquier entorno.

Modelo 620 Modelo 625

anchura total: 550 - 1035 mm 680 - 1225 mm
 altura máxima: 1740 mm 1840 mm
 longitud: 1115 mm 1290 mm
 peso : 37 kg 42 kg
 peso de usuario: 150 kg 175 kg

- Diseño
- Funcionalidad
- Seguridad
- Fiabilidad




Eslingas

SANITARY

Tallas disponibles
 M - L - XL (medidas en mm)


	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500



COMFORT

Tallas disponibles
 M - L - XL (medidas en mm)


	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400



STANDARD

Tallas disponibles
 M - L - XL (medidas en mm)

	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450



Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Albatros - Grúa de bipedestación



**Peso máximo usuario
150 kg**

Albatros es una grúa de bipedestación compacta y fácil de usar. El modelo Albatros se puede plegar para su almacenamiento o transporte.



Totalmente plegable
para su transporte

Eslingas

TALLAS

Disponible en
M - XL (poliéster)

M	XL
40 - 80 kg	80 - 150 kg

- anchura total: 584 - 945 mm
- altura máxima: 1040 - 1739 mm
- longitud: 1046 mm
- peso : 44,85 kg
- peso de usuario: 150 kg



Cargador integrado



Ruedas de gran calidad con
frenos independientes

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

376 - 377 - Mesa

376

Mesita auxiliar con regulación de altura.



376

Altura: 610 - 960 mm
Anchura: 920 mm
Profundidad: 460 mm
Altura ajustable: 760 mm
Carga máxima: 15 kg

377

Mesita auxiliar con regulación de ángulo.



377

Altura: 650 - 940 mm
Anchura: 810 mm
Profundidad: 430 mm
Carga máxima: 10 kg

378 - 385 - Mesa

378

Mesa inclinable con ruedas.
Ideal para modelos Ontario y Normandie.



378

anchura total: 950 mm
altura: 620 - 800 mm
longitud: 600 - 850 mm
peso : 11,30 kg
carga máx.: 10 kg



385

Mesa con cajón, puerta y atril
plegable.
El complemento perfecto para
tu cama.

385

anchura: 460 mm
altura: 910 mm
longitud: 590 mm
longitud (atril extendido): 1250 mm
peso : 35 kg

Luna 2 - Camas

El modelo Luna 2 es una cama eléctrica elegante, de alta calidad, con lecho metálico de acero, dividida en 4 planos y cuyas opciones de regulación eléctrica se pueden controlar mediante una unidad de mando manual. El cabecero, el piecero y las barandillas de madera cumplen con un elevado estándar de seguridad.

Incorporador opcional. Las 4 secciones multiregulables mejoran la comodidad y su correcto posicionamiento.



Anti-trendelenburg

anchura:	1020 mm
longitud:	2170 mm
altura mínima:	335/400 mm
altura máxima:	745/810 mm
inclinación de respaldo:	83°
inclinación de rodilla:	-14,8°
inclinación de pies:	31,7°
peso de usuario:	140 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Luna Basic 2 - Camas

Versión económica del modelo Luna 2 con las mismas funciones.



anchura:	1015 mm
longitud:	2170 mm
altura mínima:	335/400 mm
altura máxima:	745/810 mm
inclinación de respaldo:	83°
inclinación de rodilla:	-14,8°
inclinación de pies:	31,7°
peso de usuario:	140 kg

Luna Ultra Low 2 - Camas

El modelo Luna Ultra Low 2 es una cama con 3 motores, ideal para pacientes afectados de Alzheimer o con un control limitado del cuerpo durante el sueño y/o con tendencia a caerse de la cama. La posibilidad de bajar la cama a 200 mm del suelo, cumple con el estándar europeo para pacientes con Alzheimer.



Anti-trendelenburg

anchura:	1025 mm
longitud:	2180 mm
altura mínima:	205 mm
altura máxima:	615 mm
inclinación de respaldo:	83°
inclinación de rodilla:	-14,8°
inclinación de pies:	31,7°
peso de usuario:	140 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Illico - Camas



video montaje

Illico es la nueva cama articulada con carro elevador de la gama Vermeiren. Su posición más baja llega a 298 mm y la más alta a 828 mm convirtiéndola en una cama geriátrica muy versátil. Configurable con barandillas de madera o metal y con diferentes opciones de cabeceros. Lo que hace a esta cama especial es que puede ser montada y/o desmontada en pocos minutos por una sola persona y sin herramientas.




anchura:	1024 mm
longitud:	2080 mm
altura mínima:	298 mm
altura máxima:	828 mm
inclinación de respaldo:	70°
inclinación de rodilla:	-17,2°
inclinación de pies:	36,8°
peso de usuario:	140 kg

Alzeis - Camas



Seguridad, funcionalidad y estética. Cama pensada para llegar lo más cerca del suelo, para pacientes con Alzheimer.
Altura mínima de 200 mm y altura máxima de hasta 720 mm.
Cama eléctrica de 3 funciones con flexión de rodilla.
Compatible con la mayoría de grúas para pacientes del mercado.



anchura:	1035 mm
longitud:	2070 mm
altura mínima:	200 mm
altura máxima:	720 mm
inclinación de respaldo:	65°
inclinación de rodilla:	-16°
inclinación de pies:	30°
peso de usuario:	135 kg

Mat X1 - X2 - X3 - Colchones

Colchones de presión alterna.



Mat X1

anchura: 900 mm
longitud: 2000 mm
altura: Mat X1: 65 mm
Mat X2: 90 mm
Mat X3: 114 mm
peso de usuario: Mat X1: 125 kg
Mat X2: 150 kg
Mat X3: 130 kg



Mat X2



Mat X3



Vicair Liberty

Cojín ultra-ligero, fácil de usar y cómodo.
Extremadamente ligero sólo 350 gr
Peso máximo usuario 150 kg
Altura 50 mm

9303 & 139E - Sillas fijas de wc



9303

Respaldo anatómico reclinable.
Asiento inodoro, con cubeta extraíble.
4 ruedas de 100 mm, las traseras con freno.



139E

Silla de WC con ruedas, reposabrazos y reposapiés extraíbles.

	9303	139E
anchura:	560 mm	560 mm
longitud:	850 mm	820 mm
altura:	1070 mm	950 mm
altura de respaldo:	580 mm	375 mm
anchura de asiento:	430 mm	420 mm
altura de asiento:	500 mm	528 mm
peso:	23,50 kg	13 kg
peso de usuario:	100 kg	120 kg



Versión: 2018-10

Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente manual de cualquier forma (impresión, fotocopia, microfilm o cualquier otro procedimiento), así como la edición, copia o distribución empleando sistemas electrónicos, sin el permiso escrito del editor.

© N.V. Vermeiren N.V. 2018



VERMEIREN

Nuevos horizontes

VERMEIREN IBERICA, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 428 433

e-mail: info@vermeiren.es

website: www.vermeiren.es

Distribuido por: