



TIMIX

Fauteuil électronique à roues motrices avant, équipé d'origine de la technologie V-Stab Technology (compensation automatique de trajectoire).
Assise et dossier confort à réglage électriques.
Poids du fauteuil: 128 kg, Poids maxi utilisateur : 130 kg.



Agence de Phalempin :
Tel : 03.28.55.07.98
Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :
Tel : 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

AA1 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, VERMEIREN
code LPP : 9122153*
AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN
code LPP : 9122259*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.


























= Exécution standard



= Option sans supplément de prix




Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
AA1 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, moteur 6km/h 2 x 220W, équipé d'origine du V-Stab Technology (équipé commande LiNX) (5 vérins)	<input type="checkbox"/>	7 145,46 €	7 538,46 €	3 487,95 €	9122153
AA2 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui tête, et repose-jambes manuels BZ8, moteur 6km/h 2 x 220W, équipé d'origine du V-Stab Technology (équipé commande LiNX) (5 vérins)	<input type="checkbox"/>	7 539,02 €	7 953,67 €	3 938,01 €	9122259
AA2 BIS : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui tête, et repose-jambes électriques BZE (équipé commande LiNX) moteur 6km/h 2 x 220W équipé d'origine du V-Stab Technology . (5 vérins)	<input type="checkbox"/>	8 015,39 €	8 456,24 €	3 938,01 €	9122259
OPTION 10 KM/H					
SE70 Moteur 10 km/h (2x 350W)	<input type="checkbox"/>	523,60 €	552,40 €	-	-
TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE					
Largeur d'assise					
40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Profondeur d'assise réglable					
Pré-réglage à : 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Hauteur d'assise					
45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-





			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
CHOIX DE LA COMMANDE								
LiNX	Commande LiNX	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 SE53	
	à droite	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	à gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
SE53	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 SE53A	
SE53A	Commande désaxée par rapport à l'accoudoir	<input type="checkbox"/>	101,82 €	107,42 €	-	-		
SE53Z	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur avec abaissement pour accès aux tables	<input type="checkbox"/>	101,82 €	107,42 €	-	-	 SE53Z	
AUTRES COMMANDES POSSIBLES								
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	1 003,59 €	1 058,79 €	-	-	 LCD	
SE68	Interrupteur à bascule programmable (obligatoirement avec LiNX LCD)	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-		
SE04	Commande au menton (LiNX LCD incluse)	<input type="checkbox"/>	1 163,58 €	1 227,58 €	714,26 €	9368300	 SE04	
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410	 SE08	
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300	 SE09	
SE55	Commande renforcée	<input type="checkbox"/>	1 274,39 €	1 344,48 €	-	-	 SE55	
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande (incompatible avec SE53A et	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	 SE64	
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudoir opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-		
SE79	Commande bouton (inter. Penta)	<input type="checkbox"/>	1 718,09 €	1 812,58 €	-	-	 SE79	
SE83	Mini-Joystick	<input type="checkbox"/>	3 823,17 €	4 033,44 €	-	-		
CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD)								
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
ADAPTATIONS JOYSTICK								
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-		
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-		
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-		
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-		
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-		
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-		
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-		
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-		
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-		
*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.								
**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces								
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS								
	Manchettes PU	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 PU	
	Manchettes PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-	 Pu Soft	
	Manchettes Soft en Cuir Artificiel	<input type="checkbox"/>	80,00 €	84,40 €	-	-	 Cuir artificiel	
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements						 B66O	
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-		
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-		
Manchettes gouttières hémiplégiques modulables voir page 5.								
REPOSE-PIEDS (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA1)								
B06	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00 €	140,34€*	-	-		

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
REPOSE-JAMBE DROIT (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA2)								
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-	 BZ7ART	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-		
REPOSE-JAMBE GAUCHE (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA2)								
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-	 BZ8ART	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-		
REPOSE-JAMBES ELECTRIQUES (uniquement pour la version AA2bis)								
BZE	repose-jambes électriques séparés	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
BZ10E	Repose-jambe monobloc central avec compensation automatique de longueur (+1 vérin)	<input type="checkbox"/>	872,68 €	920,68 €	-	-		
COLORIS								
		mat	brillant					
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C4 rouge
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C5 noir
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C8 jaune
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C29 argent
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C53 orange
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C55 gris fer
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C56 bleu gris
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C59 champagne
C71	Bleu Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C71 bleu métallique
C72	Rouge Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C72 rouge métallique
C73	Vert Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C73 vert métallique
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C76 blanc
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C78 bleu clair
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C79 bleu pacifique
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C85 vert électrique
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 C87 orange clair
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	218,17 €	230,17 €	-	 C88 or
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	218,17 €	230,17 €	-	 C89 cuivre
Couleurs additionnelles : contactez votre commercial								
ASSISE								
L35	Coussin d'assise vissé sur le fauteuil	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 L35	
L16+L35	Coussin d'assise amovible avec velcro + planche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 L16+L35	


		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
DOSSIER						
L34	Dossier standard avec coussin pré-formé	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
Tub+L34	Dossier tubulaire avec coussin pré-formé ajustable par fixations en alu	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-
L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec sangles ajustables (en Nylon obligatoirement)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER						
	PU Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-
	Nid d'Abeille Noir	<input type="checkbox"/>	407,25 €	429,65 €	-	-
	Cuir Artificiel Noir	<input type="checkbox"/>	581,79 €	613,79 €	-	-
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER						
SE39	Bascule d'assise électrique à 20° et bascule de dossier électrique à 30°	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
SE43+SE41	Bascule d'assise électrique à 50° à translation et bascule de dossier à 30° hauteur d'assise 47 ou 52 mm)	<input type="checkbox"/>	1 439,93 €	1 519,13 €	-	-
SE42+SE39	LIFT de 30 cm avec bascule d'assise électrique à 45° à translation et bascule de dossier à 30° hauteur d'assise 47 ou 52 mm)	<input type="checkbox"/>	2 869,02 €	3 026,82 €	-	-
ROUES						
Roues ARRIERES (9")						
	Roues noires, Pneus gonflables lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Roues noires, Pneus gonflables lisses gris	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Roues noires, Pneus bandages lisses noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-
Roues AVANT (3.00 x 8)						
	Roues noires, Pneus gonflables crampons noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Roues noires, Pneus gonflables lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Roues noires, Pneus gonflables crampons gris	<input type="checkbox"/>	81,44 €	85,92 €	-	-
	Roues noires, Pneus bandages crampons noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-
OPTIONS ET ACCESSOIRES						
SE01	Garde-boues	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-
SE06	Chargeur USB	<input type="checkbox"/>	267,34 €	282,04 €	-	-
SE16	Protèges vêtements en plexi (la paire)	<input type="checkbox"/>	196,35 €	207,15 €	-	-
SE19	Kit éclairage LED	<input type="checkbox"/>	349,07 €	368,27 €	-	-
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-
SE26	Barre de poussée (non compatible avec dossier tubulaire et l'option SE27)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-
SE27	Top Case Fixe (uniquement avec dossier L34, incompatible avec L55, SE26, SE28 et S42)	<input type="checkbox"/>	238,52 €	251,64 €	-	-
SE28	Porte-bagages (incompatible avec Top Case SE27)	<input type="checkbox"/>	247,26 €	260,86 €	-	-
SE58	Accroches taxi	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	<input type="checkbox"/>	84,36 €	89,00 €	-	-
B15	Tablette en plexiglas	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	-	-
B58	Ceinture de sécurité par clip	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-
B31	Porte béquille	<input type="checkbox"/>	78,02 €	82,31 €	-	-
B83	Porte Obus (oxygène) sur fabrication spéciale (SF)	<input type="checkbox"/>	Consulter notre service commercial pour le tarif			



			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
L04	Pelote de dos (coussin = 15x23cm)							
	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
L04S	Pelote de dos (petite taille - coussin = 11x21.5cm)							
	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-		
L58	Appui-tête à former réglable (<i>standard sur version AA2</i>)		<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	-	-	
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif		<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-	

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES								
		Gauche	Droite					
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

COUSSINS GEL "Les Indispensables"								
V10	Enveloppe protectrice gel 60x240 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>		69,86 €	73,70 €	-	-	
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x160 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>		69,86 €	73,70 €	-	-	
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (<i>la paire</i>) incompatible avec BZE	<input type="checkbox"/>		93,58 €	98,73 €	-	-	
V16	Protège talon gel 120x140 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>		69,86 €	73,70 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>		57,39 €	60,55 €	-	-	
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>		148,46 €	156,63 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>		147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>		145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>		79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>		68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>		82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (<i>l'unité</i>)	<input type="checkbox"/>		37,43 €	39,49 €	-	-	

RAMPES TÉLESCOPIQUES								
	Paire de Rampes pliables 692 (180 cm)	<input type="checkbox"/>		329,00 €	347,10 €	-	-	

TOTAL :							
----------------	--	--	--	--	--	--	--