



# TURIOS AA2 Evolution

Ajustables aux besoins personnels,  
Design attractif  
Performances supérieures en intérieur et  
extérieur  
Qualité et fiabilité,  
Tenue de route et Stabilité

FLASHEZ OU CLIQUEZ  
SUR CE CODE POUR LE  
DÉCOUVRIR EN VIDÉO :



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Courmon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

## PRESCRIPTION MÉDICALE :

AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN  
Vermeiren **FOREST** code LPP : **9122259\***

\*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

## VERSION AA2 Evolution :

- Inclinaison électrique de l'assise **incluse**
- Inclinaison électrique du dossier **incluse**
- Repose-jambes BZE électriques **inclus**
- Appui-tête L58 **inclus**
- Kit Eclairage LED **inclus**
- Commande LiNX **incluse**
- Pantographe escamotable **inclus**
- Garde-boues **inclus**
- Accroche-taxis **inclus**
- Ceinture de sécurité **incluse**

### TARIFS :

Prix Public HT : **3732,71€**

Prix Public TTC : **3938,01€**

LPP (code 9122259\*) :

**3938,01€**

## JE CHOISIS CETTE VERSION :



## Je choisis ma motorisation :

(1 choix obligatoire)



6 km/h

batteries 38Ah



6 km/h

batteries 50Ah



10 km/h

batteries 50Ah  
SE66

		Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise</b>						
	39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	51 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
<b>Profondeur d'assise</b>						
	43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	49 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	51 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
<b>Hauteur d'assise</b>						
	49 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>MANCHETTES D'ACCOUDOIRS</b> (options montées sur le fauteuil)							
Bi5	Manchettes PU	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 Bi5
Bi5 Soft	Manchettes Soft	<input type="checkbox"/>	59,51 €	62,78 €	-	-	 Bi5 Soft
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements						 B66O
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	

<b>MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES</b> (options montées sur le fauteuil)								
		Gauche	Droite					
B66M	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66M/ B66OM
B66ML	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	 B66ML/ B66OML
B66MA	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	 B66MA/ B66OMA
B66MAL	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	 B66MAL/ B66OMAL
B66OM	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66OML	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66OMAL	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

<b>REPOSE-PIEDS SUPPLÉMENTAIRES</b>								
B06IN	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>		141,00 €	148,05 €	-	-	 B06IN
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis de 7cm (paire)	<input type="checkbox"/>		141,00 €	148,05 €	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc	<input type="checkbox"/>		174,90 €	184,52 €	-	-	
BL6	Repose-pieds palette monobloc raccourcis	<input type="checkbox"/>		174,90 €	184,52 €	-	-	

<b>REPOSE-JAMBES SUPPLÉMENTAIRES</b>								
<b>CÔTÉ DROIT</b>								
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>		100,25 €	105,26 €	-	-	 BZ7ART
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>		100,25 €	105,26 €	-	-	 BZ8ART
BL7	Repose-moignon droit - <i>accessoire livré séparément</i>	<input type="checkbox"/>		132,83 €	139,47 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
<b>CÔTÉ GAUCHE</b>							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,26 €	-	-	 BK7/BL7
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,26 €	-	-	
BK7	Repose-moignon gauche - <i>accessoire livré séparément</i>	<input type="checkbox"/>	132,83 €	139,47 €	-	-	

<b>REPOSE-JAMBES MONOBLOC</b>							
BZ10	Repose-jambes monobloc fixe avec retours latéraux	<input type="checkbox"/>	378,31 €	399,12 €	-	-	

<b>DOSSIER</b>							
L34 Soft	Dossier pré-formé - revêtement PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	170,00 €	179,35 €	-	-	 L34  L44
L34 Nylon+	Dossier pré-formé - revêtement Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €	-	-	
L34 3D Net	Dossier pré-formé - revêtement 3D Net	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €	-	-	
Tub+L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec <b>5 sangles ajustables ( en Nylon)</b>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	

<b>ASSISE</b>							
L16F+L35/B23 Soft	Planche + coussin séparé pré-formé - revêtement PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	170,00 €	179,35 €			 L35
L16F+L35/B23 Nylon Plus	Planche + coussin séparé pré-formé - revêtement Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €			
L16F+L35/B23 3D Net	Planche + coussin séparé pré-formé - revêtement 3D Net	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €			
	Coussin plat en PU	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	

<b>COLORIS</b>							
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 C4 - ROUGE VIF  C5 - NOIR  C76 - BLANC  C77 - NOIR METALLIQUE  C79 - BLEU  C85 - VERT ELECTRIQUE  C87 - ORANGE CLAIR
C5	Noir	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
C77	Noir Metallique	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
<b>Couleurs additionnelles : contactez votre commercial</b>							

<b>CHOIX DE LA COMMANDE - options montées sur le fauteuil</b>							
LiNX	Commande LiNX (REM 2xx range)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	à droite	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE53	Pantographe escamotable à l'extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
<b>AUTRES COMMANDES POSSIBLES- options montées sur le fauteuil</b>							
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	1 003,59 €	1 058,79 €	-	-	
SE68	Interrupteur à bascule programmable pour LiNX LCD ( <b>obligatoirement avec LiNX</b>	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-	
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410	
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300	
SE55	Commande renforcée	<input type="checkbox"/>	1 274,39 €	1 344,48 €	-	-	
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande ( <i>incompatible avec SE53 A et</i>	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudeoir opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE83	Mini-Joystick	<input type="checkbox"/>	3 823,17 €	4 033,44 €	-	-	


<b>CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD) - accessoires livrés séparément</b>							
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	

<b>ADAPTATIONS JOYSTICK - accessoires livrés séparément</b>							
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-	
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-	
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-	
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-	
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-	
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-	
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-	
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-	
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-	
*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.							
**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces références.							

<b>ROUES AVANT</b>								
<b>230mm</b>								
9"	Gonflables lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Gonflables lisses gris 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Bandages lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
<b>260mm</b>								
10"	Gonflables crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Gonflables lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Gonflables crampons gris 260 mm	<input type="checkbox"/>	81,04 €	85,50 €	-	-		
	Bandages crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
	Bandages lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
<b>ROUES ARRIERES</b>						
	Gonflables crampons noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables crampons gris	<input type="checkbox"/>	81,04 €	85,50 €	-	-
	Bandages crampons noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-

<b>EQUIPEMENTS &amp; OPTIONS - options montées sur le fauteuil</b>							
SE01	Garde-boue sur les deux roues arrières	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE58	Accroches taxi	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
B58	Ceinture de sécurité par clip	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE06	Chargeur USB	<input type="checkbox"/>	267,34 €	282,04 €	-	-	
B15	Tablette en plexiglas	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	-	-	 
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	76,71 €	80,93 €	-	-	 
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-	 
SE35	Système monte-trottoir	<input type="checkbox"/>	336,85 €	355,38 €	-	-	
SE73	Frein à main (la paire)	<input type="checkbox"/>	81,08 €	85,54 €	-	-	
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - ( non compatible avec manchettes gouttières ou hémiplegiques )	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-	
B31L	Porte béquille à gauche	<input type="checkbox"/>	85,82 €	90,54 €	-	-	 
B31R	Porte béquille à droite	<input type="checkbox"/>	85,82 €	90,54 €	-	-	
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	44,17 €	46,60 €	-	-	
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
<b>COUSSINS GEL "Les Indispensables" - gamme technique - à adapter sur le fauteuil</b>							
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (l'unité)	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	
V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	

### Pensez à nos rampes pliables ultra-pratiques !



Prix Public HT : **329€**  
 Prix Public TTC : **347,10€**



**JE PASSE COMMANDE**  
 Paire de rampes 692



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Rampes livrées avec leurs housses !

**TOTAL :**

--	--	--

**Commentaires :**