



SAGITTA Enfants

Ce fauteuil actif possède un dossier rabattable sur l'avant, réglable en inclinaison (de -7° à +7°) et en hauteur. La toile du dossier et de l'assise sont réglables en tension. Le fauteuil est équipé d'une barre de poussée et d'un blocage du dossier en position rabattue, ce qui en fait un actif complet et pratique.
Poids fauteuil : +/- 9kg. Poids utilisateur : 60kg maxi



Agence de Phalempin :
Tel : 03.28.55.07.98
Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :
Tel : 04.73.60.82.40
Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, VERMEIREN
LPP 9122064

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
Sagitta Kids	<input type="checkbox"/>	1 374,10 €	1 449,68 €	558,99 €	9122064
Sagitta Kids SI (siège inclinable)	<input type="checkbox"/>	1 663,50 €	1 754,99 €	558,99 €	9122064


= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

ASSISE

Largeur d'assise (toile réglable en tension)

	24 cm (profondeur d'assise : 28 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	26 cm (profondeur d'assise : 28 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	28 cm (profondeur d'assise : 28 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	30 cm (profondeur d'assise : 32 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	32 cm (profondeur d'assise : 32 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	34 cm (profondeur d'assise : 32 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-



ACCOUDOIRS

B82S	Protège-vêtements fixe	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
B82	Protège-vêtements avec garde-boue amovible	<input type="checkbox"/>	39,66 €	41,84 €	-	-
tube	Accoudoirs tube	<input type="checkbox"/>	44,95 €	47,42 €	-	-
B82S+tub	Tube + protège-vêtements fixe	<input type="checkbox"/>	79,33 €	83,69 €	-	-
B82 + tube	Tube + protège-vêtements fixe avec garde-boue amovible	<input type="checkbox"/>	125,62 €	132,53 €	-	-



B82S RR2



B82+tube

REPOSE-PIEDS

	repose-pieds monobloc tube standard (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	repose-pieds monobloc tube standard avec plaque aluminium vissée	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-
BA6	repose-pieds avec plaque alu haute	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-
	repose-pieds palettes séparées	<input type="checkbox"/>	92,56 €	97,65 €	-	-

































BA6 palettes séparées

CHOIX DES ROUES







Roues avant						
	3" translucides	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	4" noires (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	4" translucides (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	4" translucides avec LED (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	39,66 €	41,84 €	-	-
Roues arrières gonflables						
	18" x 1 3/8 Schwalbe Marathon Plus Evolution	<input type="checkbox"/>	117,68 €	124,15 €	-	-
	20" x 1 + Mains courantes en alu anodisé	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	22" x 1 + Mains courantes en alu anodisé	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	Schwalbe Right Run	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Carrossage des roues arrières						
	0°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	2°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	4°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	6°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	8°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	10°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-



		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
B33	Mains courantes en Gel 20" (2991357)	<input type="checkbox"/>				 B33	
	Gauche	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-		-
	Droite	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-		-
B33	Mains courantes en Gel 22" (2991358)	<input type="checkbox"/>					
	Gauche	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-		-
	Droite	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-		-
DOSSIER							
Cordura	Réglable en hauteur à 23 - 25,5 - 28cm	<input type="checkbox"/>	○	-	34,90 €	9322366	
Cordura	Réglage en hauteur à 28 - 30,5 - 33cm	<input type="checkbox"/>	○	-	34,90 €	9322366	
COUSSIN SIEGE							
B23	Coussin mousse 5 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	34,90 €	9322366  B23	
FREINS							
	Freins standard à pousser	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
COLORIS							
		mat	brillant				
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C4 rouge
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C5 noir
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C8 jaune
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C29 argent
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C53 orange
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C55 gris fer
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C56 bleu gris
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C59 champagne
C71	Bleu Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C71 bleu métallique
C72	Rouge Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C72 rouge métallique
C73	Vert Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C73 vert métallique
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C76 blanc
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C78 bleu clair
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C79 bleu pacifique
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C85 vert électrique
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	 C87 orange clair
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	198,34 €	209,25 €	-	 C88 or
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	198,34 €	209,25 €	-	 C89 cuivre
Couleurs additionnelles : contactez votre commercial							
OPTIONS ET ACCESSOIRES							
PH00	Pas de poignées à pousser	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 PH00
PH01	Poignées à pousser standard	<input type="checkbox"/>	79,33 €	83,69 €	-	-	 PH01
PH99	Poignée à pousser, longue barre, réglable en inclinaison	<input type="checkbox"/>	79,33 €	83,69 €	-	-	 PH99
PH05	Poignées à pousser réglables en hauteur	<input type="checkbox"/>	152,07 €	160,43 €	-	-	 PH05
B19	Sangle cale-pieds	<input type="checkbox"/>	21,02 €	22,18 €	-	-	 B19
B20	Ceinture de sécurité par clip	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	-	 B20
B41	Pompe à main (d'origine)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 B41

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
B78	Paire de roulettes anti-bascule	<input type="checkbox"/>	78,03 €	82,32 €	-	-	
B85	Protection rayons transparent	<input type="checkbox"/>	112,39 €	118,57 €	-	-	 B85 transparent
B85	Protection rayons avec logo Sagitta	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	 B85 logo sagitta
B85 M1	Protection rayons "fleurs"	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	 B85 M1
B85 M2	Protection rayons "fleurs"	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	 B85 M2
B85 M3	Protection rayons "extreme"	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	 B85 M3
B85 M4	Protection rayons "pirate"	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	 B85 M4
B85 Dino	Protection rayons "dino"	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	 B85 Dino
B86	Roues de voyage	<input type="checkbox"/>	189,08 €	199,48 €	-	-	 B86

COUSSINS GEL "Les Indispensables"

V10	Enveloppe protectrice gel 60 x 240 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	 V10
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120 x 160 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	 V12/V14
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120 x 200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	 V14
V30	Coussinet adhésif ovale 90 x 110 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	 V30
V32	Coussinet adhésif ovale 100 x 200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	 V32
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120 x 70 mm (l'unité)	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	 V36

TOTAL :

Commentaire