



FOREST Kids

Ajustable aux besoins personnels
Design attractif
Performances supérieures en intérieur et extérieur
Qualité et fiabilité
Tenue de route et stabilité
B58 ceinture de sécurité d'origine



Agence de Phalempin : Agence de Cournon :
Tel : 03.28.55.07.98 Tel : 04.73.60.82.40
Fax: 03.20.90.28.89 Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :











AA1 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, VERMEIREN
Vermeiren FOREST code LPP : 9122153*
AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN
Vermeiren FOREST code LPP : 9122259*








*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.


= Exécution standard = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP
AA1 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, moteur 6km/h 2 x 150W, AVEC KIT ECLAIRAGE (équipé commande LiNX) (2 vérins)	<input type="checkbox"/>	3 306,11 €	3 487,95 €	3 487,95 €	9122153
AA1 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, moteur 10km/h 2 x 350W, SANS KIT ECLAIRAGE (équipé commande LiNX), (2 vérins)	<input type="checkbox"/>	3 306,11 €	3 487,95 €	3 487,95 €	9122153
AA2 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui tête, et repose-jambes manuels BZ8, moteur 6km/h 2 x 150W, AVEC KIT ECLAIRAGE (équipé commande LiNX) (2 vérins)	<input type="checkbox"/>	3 732,71 €	3 938,01 €	3 938,01 €	9122259
AA2 BIS : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, appui tête, et repose-jambes BZ8E.F (équipé commande LiNX) moteur 6km/h 2 x 200W, AVEC KIT ECLAIRAGE (4 vérins)	<input type="checkbox"/>	4 571,56 €	4 823,00 €	3 938,01 €	9122259

TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE ET DE DOSSIER						
Dossier						
SE40	Dossier rabattable sur l'assise, réglage par platine crantée à la place du vérin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Largeur d'assise						
N	32 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
N	35 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
N	37 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Châssis						
	Châssis étroit N : 580 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Profondeur d'assise réglable						
	Pré-réglage à : 33 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	Pré-réglage à : 35 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	Pré-réglage à : 37 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	Pré-réglage à : 39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Hauteur d'assise						
	48 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Hauteur de dossier						
	35 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
REPOSE-PIEDS (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA1)							
B06	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00€*	148,76€*	-	-	
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00*	148,76€*	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc pour version AA1 en remplacement des B06 standard	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc pour version AA2 et AA2bis en supplément des repose-jambes standard - <i>accessoire livré séparément</i>	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,52 €	-	-	
REPOSE-JAMBE DROIT (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA2)							
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25€*	105,76€*	-	-	
NM : 1770754	Appui-mollet reculé en profondeur (<i>uniquement avec BZ8 ART</i>)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
REPOSE-JAMBE GAUCHE (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA2)							
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25€*	105,76€*	-	-	
NM : 1770754	Appui-mollet reculé en profondeur (<i>uniquement avec BZ8 ART</i>)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER							
	Nid d'abeille noir	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
COLORIS							
							
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
C57	Rouge	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
C71	Bleu Metallique	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
Couleurs additionnelles : contactez votre commercial							
CHOIX DE LA COMMANDE							
LiNX	Commande LiNX	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	à droite	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
AUTRES COMMANDES POSSIBLES							
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	912,35 €	962,53 €	-	-	
SE68	Interrupteur à bascule programmable pour LiNX LCD (obligatoirement avec LiNX)	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-	
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410	
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300	
SE79	Commande bouton (inter. Penta)	<input type="checkbox"/>	1 561,90 €	1 647,80 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP		
CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD)								
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
ADAPTATIONS JOYSTICK								
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-		
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-		
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-		
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-		
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-		
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-		
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-		
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-		
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-		
*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.								
**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces								
ROUES								
	Pneus avant lisses et pneus arrières crampons	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
SE88	Pneus à crampons avant et arrières	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-		
SE90	Bandage "mousse" lisse uniquement roues avant	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
SE91	Bandage "mousse" lisse uniquement roues arrières	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
SE87	Bandage "mousse" lisse pour les 4 roues	<input type="checkbox"/>	319,99 €	337,59 €	-	-		
SE93	Bandage "mousse" crampon 4 roues	<input type="checkbox"/>	319,99 €	337,59 €	-	-		
SE94	Bandage "mousse" crampon avant et roues arrières standard	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
SE95	Bandage "mousse" crampon arrières et roues avant standard	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
OPTIONS ET ACCESSOIRES								
SE01	Garde-boue sur les deux roues arrières	<input type="checkbox"/>	105,56 €	111,37 €	-	-		
SE19	Kit éclairage LED	<input type="checkbox"/>	349,07 €	368,27 €	-	-		
SE58	Accroches taxi	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
SE70	Moteur 10 km/h	<input type="checkbox"/>	349,07 €	368,27 €	-	-		
SE74	Rétroviseur (pièce)	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-		
B58	Ceinture de sécurité par clip	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-		
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-		
B31	Porte béquille	<input type="checkbox"/>	27,54 €	29,05 €	-	-		
L04	Pelote de dos (coussin = 15x23cm) incompatible avec dossier L44							
		Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-		-
		Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
L04S	Pelote de dos (petite taille - coussin = 11x21.5cm)							
		Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-		-
		Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
L58	Appui-tête à former réglable (standard sur version AA2)	<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	-	-		
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-		

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
RAMPES TÉLESCOPIQUES							 692
	Paire de Rampes pliables 692 (180 cm)	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-	

COUSSINS GEL "Les Indispensables"							
V10	Enveloppe protectrice gel 60x240 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x160 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	
V16	Protège talon gel 120x140 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	
V20	Protections gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	148,46 €	156,63 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (l'unité)	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	

TOTAL :						
----------------	--	--	--	--	--	--

Commentaire :