

# SAGITTA



Agence de Phalempin :  
Tel : 03.28.55.07.98  
Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :  
Tel : 04.73.60.82.40  
Fax : 04.73.77.95.94



Ce fauteuil actif possède un dossier rabattable sur l'avant, réglable en inclinaison (de -7° à +7°) et en hauteur. La toile du dossier et de l'assise sont réglables en tension. Le fauteuil est équipé d'une barre de poussée et d'un blocage du dossier en position rabattue, ce qui en fait un actif complet et pratique. Disponible également en version assise inclinable et réglable en angle.

Poids fauteuil : à partir de 9,5kg. Poids utilisateur : 100kg maxi

Date et cachet de la société :

### Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, VERMEIREN  
LPP 9122064

\*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
Sagitta châssis avant rétréci	<input type="checkbox"/>	1 374,10 €	1 449,68 €	558,99 €	9122064	
Sagitta châssis long en V	<input type="checkbox"/>	1 374,10 €	1 449,68 €	558,99 €	9122064	
Sagitta S.I. châssis long en V avec assise inclinable	<input type="checkbox"/>	1 663,50 €	1 754,99 €	558,99 €	9122064	


= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

### ASSISE


#### Largeur d'assise (toile réglable en tension)

adulte	36 cm (largeur totale : 55 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
adulte	38 cm (largeur totale : 57 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
adulte	40 cm (largeur totale : 59 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
adulte	42 cm (largeur totale : 61 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
adulte	44 cm (largeur totale : 63 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
adulte	46 cm (largeur totale : 65 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-



#### Profondeur d'assise (toile réglable en tension)

Pour châssis avant rétréci	27 cm (longueur du châssis : 50 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	29,5 cm (longueur du châssis : 55 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	32 cm (longueur du châssis : 55 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	34,5 cm (longueur du châssis : 60 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	37 cm (longueur du châssis : 60 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	39,5 cm (longueur du châssis : 65 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pour châssis long en V et S.I.	42 cm (longueur du châssis : 65 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	35 cm (longueur du châssis : 50 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	37,5 cm (longueur du châssis : 55 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	40 cm (longueur du châssis : 55 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	42,5 cm (longueur du châssis : 60 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	45 cm (longueur du châssis : 60 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	47,5 cm (longueur du châssis : 65 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-



### ACCOUDOIRS

B82S	Protège-vêtements fixe	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
B82	Protège-vêtements avec garde-boue amovible	<input type="checkbox"/>	39,66 €	41,84 €	-	-
tube	Accoudoirs tube	<input type="checkbox"/>	44,95 €	47,42 €	-	-
B82S+tub	Tube + protège-vêtements fixe	<input type="checkbox"/>	79,33 €	83,69 €	-	-
B82 + tube	Tube + protège-vêtements fixe avec garde-boue amovible	<input type="checkbox"/>	125,62 €	132,53 €	-	-
Bi5	Accoudoirs ajustables en hauteur	<input type="checkbox"/>	76,03 €	80,21 €	-	-



### REPOSE-PIEDS

	repose-pieds monobloc tube standard (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	repose-pieds monobloc tube standard avec plaque aluminium vissée	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-
BA6	repose-pieds avec plaque alu haute	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-
	repose-pieds palettes séparées	<input type="checkbox"/>	92,56 €	97,65 €	-	-



		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
<b>CHOIX DES ROUES</b>						
Roues avant						
	3" translucides	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	4" noires (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	4" translucides (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	4" translucides avec LED (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	39,66 €	41,84 €	-	-
	5" translucides (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	5" noires (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	5" translucides avec LED (pas compatibles avec roues arrières 18")	<input type="checkbox"/>	39,66 €	41,84 €	-	-
Roues arrières						
	22" x 1" 3/8 Schwalbe Right Run	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
	Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black	<input type="checkbox"/>	570,00 €	601,35 €	-	-
	Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	619,00 €	653,05 €	-	-
1916185	24" x 1" 1/8 + Pneu Schwalbe Right Run (bandages)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
	24" x 1" 1/8 + Pneu Schwalbe Right Run (gonflables)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
	24" x 1" 1/8 + Pneu Schwalbe Marathon Plus Evolution	<input type="checkbox"/>	141,49 €	149,27 €	-	-
	24" x 1" Spinerger + Pneu Right Run	<input type="checkbox"/>	1 260,00 €	1 329,30 €	-	-
	24" x 1" Spinerger + Pneu Marathon Plus Evolution	<input type="checkbox"/>	1 309,02 €	1 381,02 €	-	-
	24" x 2" 3/8 Off Road (tous terrains - paire de roues supplémentaires)	<input type="checkbox"/>	547,40 €	577,51 €	-	-
Carrossage des roues arrières						
	0°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	2° - largeur totale: +2 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	4° - largeur totale: +5,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	6° - largeur totale: +9,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	8° - largeur totale: +13 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
B33	Mains courantes en Gel 22" (2991358)					
	Gauche	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-
	Droite	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-
B33	Mains courantes en Gel 24" (2991359)					
	Gauche	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-
	Droite	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-
<b>HAUTEUR DE DOSSIER (réglable tous les 2,5 cm)</b>						
	23 - 25,5 - 28 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	28 - 30,5 - 33 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	33 - 35,5 - 38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	38 - 40,5 - 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
<b>GARNITURE D'ASSISE ET DE DOSSIER</b>						
	Nylon Cordura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	Dossier réglable en tension + coussin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	34,90 €	9322366
<b>COUSSIN SIEGE</b>						
B23	Coussin mousse 5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	34,90 €	9322366
<b>FREINS</b>						
	Freins sport (freins ciseaux) sur châssis supérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	Freins sport (freins ciseaux) sur châssis inférieur (uniquement avec carrossage 0°)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	Freins standard à pousser	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-



22" / 24" Right Run



24" Spirit



24" Spinerger





24" Off Road



B33



B23

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
<b>COLORIS</b>							
<b>mat   brillant</b>							
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C71	Bleu Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C72	Rouge Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C73	Vert Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	198,34 €	209,25 €	-	
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	198,34 €	209,25 €	-	
<b>Couleurs additionnelles : contactez votre commercial</b>							
<b>OPTIONS ET ACCESSOIRES</b>							
		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
PH00	Pas de poignées à pousser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
PH01	Poignées à pousser standard	<input type="checkbox"/>	79,33 €	83,69 €	-	-	
PH05	Poignées à pousser réglables en hauteur	<input type="checkbox"/>	152,07 €	160,43 €	-	-	
B19	Sangle cale-pieds	<input type="checkbox"/>	21,02 €	22,18 €	-	-	
B20	Ceinture de sécurité par clip	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	-	
B41	Pompe à main ( d'origine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
B78	Paire de roulettes anti-bascule	<input type="checkbox"/>	78,03 €	82,32 €	-	-	
B85	Protection rayons transparent	<input type="checkbox"/>	112,39 €	118,57 €	-	-	
B85	Protection rayons avec logo Sagitta	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	
B85 M1	Protection rayons "fleurs"	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	
B85 M2	Protection rayons "fleurs"	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	
B85 M3	Protection rayons "extreme"	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	
B85 M4	Protection rayons "pirate"	<input type="checkbox"/>	161,31 €	170,18 €	-	-	
B86	Roues de voyage	<input type="checkbox"/>	189,08 €	199,48 €	-	-	

				Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
<b>COUSSINS GEL "Les Indispensables"</b>									
V10	Enveloppe protectrice gel 60 x 240 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-		V10	V12/V14
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120 x 160 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-			
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120 x 200 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	52,40 €	55,28 €	-	-			
V30	Coussinet adhésif ovale 90 x 110 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-			
V32	Coussinet adhésif ovale 100 x 200 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-			
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120 x 70 mm ( <i>l'unité</i> )	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-			

<b>TOTAL :</b>			
----------------	--	--	--

Commentaire