

D200 30°



Fauteuil Vermeiren D200 en aluminium à dossier inclinable 30°. Idéal pour parc de location, équipé d'un dossier réglable en tension et coussin de dossier. Roues arrière alti 24" Krypton à démontage rapide et de roues avant Krypton. Repose-pieds escamotables et rabattables B06. Poids maxi utilisateur : 130 kg.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, VERMEIREN code LPP : 9110240*

+ 1 coussin de dossier LPP: 9322366*

*Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

**BESOIN D'UN FINANCEMENT ?
DE PRÉSERVER VOTRE TRÉSORERIE ?
CONTACTEZ NOUS SANS ATTENDRE**

en partenariat avec **médilease**

Le financement des professionnels de la santé



= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
Fauteuil D200 30° en exécution standard sans options	<input checked="" type="checkbox"/>	572,18 €	603,65 €	603,65 €	9110240*

ASSISE						
Largeur d'assise						
38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
Profondeur d'assise						
43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
Hauteur de siège réglable						
50 cm (réglable à 47 ou 53 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
Hauteur de dossier						
43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-







COULEUR						
C86	Cadre gris carbone, revêtement nylon noir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-




ACCOUDOIRS							
B03	Accoudoirs crantés standards	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
B66	Manchette gouttière fixe						
	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	
Manchette gouttière hémiplegique modulable voir page 3.							














REPOSE-PIEDS (la paire)						
B06	Repose-pieds amovible standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-







B06


			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
REPOSE-JAMBE DROIT (Coloris Noir)							
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	 BZ8ART  BK7 / BL7
BL7	Repose jambe pour amputé droit (<i>repose moignon</i>)	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	
BP7	Repose-jambe gouttière à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	
REPOSE-JAMBE GAUCHE (Coloris Noir)							
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	 BP7
BK7	Repose jambe pour amputé gauche (<i>repose moignon</i>)	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	
BP7	Repose-jambe gouttière à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	
CHOIX DES ROUES (configuration d'origine = fauteuil sans changement)							
AB5	Avant 200x35 Krypton / Arrière 24" Alu Krypton (<i>version standard</i>) bandages noirs	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 B33
AP1	Avant 200x35 Krypton / Arrière 24" Alu Gonflable	<input type="checkbox"/>	33,06 €	34,88 €	-	-	
AP7/AP8	Avant 6" Krypton / Arrière 24" Alu Krypton	<input type="checkbox"/>	26,45 €	27,90 €	-	-	
B33	Mains courantes en Gel 24" (2991359)						
	Gauche	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-	
	Droite	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-	
KITS MONTÉS (exécution non-standard avec option montée)							
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 B74
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
T30	Kit Poussette avec roues arrières krypton 12"1/2x 2 1/4 (grises)	<input type="checkbox"/>	55,25 €	58,29 €	-	-	
HEM2 24"	Kit hémiplegique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide et frein unilatéral, réversible (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 24"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
HEM2 22"	Kit hémiplegique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide et frein unilatéral, réversible (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 22"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
B74	Freins à tambours (<i>sur commande et non compatible avec le kit surbaissé et le kit HEM2 double main courante</i>)	<input type="checkbox"/>	109,79 €	115,83 €	-	-	
1993999	Kit freins reliés à commande unilatérale (<i>inclus dans le kit Hémiplegique</i>)		159,36 €	168,12 €			
	Gauche	<input type="checkbox"/>			-	-	
	Droite	<input type="checkbox"/>			-	-	
KITS A MONTER (accessoires - livrés séparément)							
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	203,63 €	214,83 €	-	-	 B47
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	203,63 €	214,83 €	-	-	
HEM2 24"	Kit hémiplegique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide et frein unilatéral, réversible (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 24"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
HEM2 22"	Kit hémiplegique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide et frein unilatéral, réversible (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 22"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
T30	Kit Poussette avec roues arrières krypton 12"1/2x 2 1/4 (grises)	<input type="checkbox"/>	191,72 €	202,26 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
APPUI -TÊTE							
B14	Toile et montant de dossier complémentaire	<input type="checkbox"/>	59,32 €	62,58 €	62,58 €	9322395	 B14
B47	Appui-tête réglable standard, pour fauteuil équipé d'un dossier toile (<i>obligatoirement avec B90</i>)	<input type="checkbox"/>	142,25 €	150,07 €	63,41 €	9322290	 B47
L55B	Appui-nuque	<input type="checkbox"/>	60,10 €	63,41 €	63,41 €	9322290	 L55B

ACCESSOIRES							
B12	Tablette découpée	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	76,84 €	9322350	 B12
B15A	Tablette découpée (plexi)	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	76,84 €	9322350	 B15A
B20	Ceinture de sécurité par clip	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	-	 B20
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide (<i>ref 1990516</i>)	<input type="checkbox"/>	80,83 €	85,28 €	-	-	 B58
B31	Porte canne (<i>porte béquille</i>)	<input type="checkbox"/>	27,71 €	29,23 €	-	-	 B31
B40	Prolongateur de freins (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	25,15 €	26,53 €	-	-	 B40
B42	Filet de transport	<input type="checkbox"/>	15,87 €	16,74 €	-	-	 B42
B52	Porte sérum (<i>ref 1912806</i>)	<input type="checkbox"/>	40,15 €	42,36 €	-	-	 B52
B78	Roulette anti-bascule (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	78,03 €	82,32 €	-	-	 B78
B83	Porte obus* (<i>diamètre en mm à préciser SVP</i>)						 B83
	Ø 115	<input type="checkbox"/>	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 130	<input type="checkbox"/>	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 145	<input type="checkbox"/>	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 155	<input type="checkbox"/>	125,97 €	132,90 €	-	-	
B90	Barre de poussée	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	 B90
B91	Latte anti-vol	<input type="checkbox"/>	53,09 €	56,01 €	-	-	 B91
B101	Système à jeton + pièce (<i>impératif avec l'option barre de poussée B90</i>)	<input type="checkbox"/>	207,97 €	219,41 €	-	-	 B101

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES								
		Gauche	Droite					
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	 B66M/ B66OM
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	 B66ML/ B66OML
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	 B66MA/ B66OMA
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	 B66MAL/ B66OMAL
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
V-DRIVE (Assistance Motorisée)							
V DRIVE Std	Nouveau système d'assistance motorisée sur fauteuil (130kg)	<input type="checkbox"/>	1 250,80 €	1 319,59 €	-	-	
Ref 1914591	Kit de fixation V-Drive (obligatoire avec l'option V-Drive)		-	-	-	-	

COUSSINS GEL "Les Indispensables"							
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x160 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	 <p>V12 / V14 V16</p> <p>V18 V20</p> <p>V22 V24</p> <p>V26 V28</p> <p>V30 V32</p> <p>V34 V36</p> <p>SET V40</p>
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	
V16	Protège talon gel 120x140 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	
V18	Poignée gel pour béquille ou déambulateur avec velcro 120x130 mm	<input type="checkbox"/>	41,80 €	44,10 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V22	Protection gel pour gouttière 110x340 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	104,80 €	110,56 €	-	-	
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	148,46 €	156,63 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm <i>(2 pièces)</i>	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm <i>(l'unité)</i>	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	
SET V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	
TOTAL :							

Commentaire :