



# TURIOS

Ajustables aux besoins personnels,  
Design attractif  
Performances supérieures en intérieur et  
extérieur  
Qualité et fiabilité,  
Tenue de route et Stabilité



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Courmon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

FLASHEZ OU CLIQUEZ  
SUR CE CODE POUR LE  
DÉCOUVRIR EN VIDÉO :



Date et cachet de la société :

## PRESCRIPTION MÉDICALE :

AA1 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, VERMEIREN

Vermeiren FOREST code LPP : 9122153\*

AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN

Vermeiren FOREST code LPP : 9122259\*

\*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

## VERSION AA1 :

- Inclinaison électrique de l'assise **incluse**
- Inclinaison électrique du dossier **incluse**
- Repose-pieds B06IN ou BA6 **inclus**
- Commande LiNX **incluse**
- Pantographe escamotable **inclus**
- Garde-boues **inclus**
- Accroche-taxis **inclus**
- Ceinture de sécurité **incluse**

### TARIFS :

Prix Public HT : **3306,11€**

Prix Public TTC : **3487,95€**

LPP (code 9122153\*) :

**3487,95€**

JE CHOISIS CETTE VERSION :



## VERSION AA2 :

- Inclinaison électrique de l'assise **incluse**
- Inclinaison électrique du dossier **incluse**
- Repose-jambes BZ8 ou BZ7 **inclus**
- Appui-tête L58 **inclus**
- Commande LiNX **incluse**
- Pantographe escamotable **inclus**
- Garde-boues **inclus**
- Accroche-taxis **inclus**
- Ceinture de sécurité **incluse**

### TARIFS :

Prix Public HT : **3732,71€**

Prix Public TTC : **3938,01€**

LPP (code 9122259\*) :

**3938,01€**

JE CHOISIS CETTE VERSION :



## Je chois ma motorisation :

(1 choix obligatoire)



6 km/h

batteries 38Ah



6 km/h

batteries 50Ah



10 km/h

batteries 50Ah  
SE66

## Besoin d'un TURIOS en urgence ?

### TURIOS STOCK - LIVRAISON EXPRESS

#### toutes les versions incluent :

- Motorisation 10 km/h
- Assise (inclinaison électrique) :  
Largeur 45 cm  
Profondeur 45 cm  
Hauteur 49 cm
- Coloris C5 Noir
- Dossier tubulaire L44 Nylon  
inclinaison électrique
- Assise coussin PU plat
- Accoudoirs PU
- Roues 230mm à l'avant
- Pneus lisses à l'avant et  
crampons à l'arrière



#### 2 versions pré-configurées non modifiables :

##### VERSION AA1

avec Repose-pieds B06IN

Prix Public HT : **3306,11€**

Prix Public TTC : **3487,95€**

LPP (code 9122153\*) : **3487,95€**



**JE PASSE  
COMMANDE**  
ref produit 4038697

##### VERSION AA2

avec Repose-jambes BZ8 + Appui-tête L58

Prix Public HT : **3732,71€**

Prix Public TTC : **3938,01€**

LPP (code 9122259\*) : **3938,01€**



**JE PASSE  
COMMANDE**  
ref produit 4043422

				Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE</b>								
<b>Largeur d'assise</b>								
	39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
	51 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
<b>Profondeur d'assise</b>								
	43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
	47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
	49 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
	51 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
<b>Hauteur d'assise</b>								
	49 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
	52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		

<b>MANCHETTES D'ACCOUDOIRS (options montées sur le fauteuil)</b>								
Bi5	Manchettes PU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		 Bi5
Bi5 Soft	Manchettes Soft	<input type="checkbox"/>		59,51 €	62,78 €	-	-	 Bi5 Soft
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements							 B66O
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>		113,17 €	119,39 €	-	-	
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>		113,17 €	119,39 €	-	-	

<b>MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES (options montées sur le fauteuil)</b>								
		Gauche		Droite				
B66M	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66M/ B66OM
B66ML	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66MA	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	 B66ML/ B66OML
B66MAL	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	
B66OM	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66MA/ B66OMA
B66OML	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	 B66MAL/ B66OMAL
B66OMAL	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>REPOSE-PIEDS (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA1) - options montées sur le fauteuil sauf si précisé</b>							
B06IN	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00€*	148,76€*	-	-	 B06IN BA6
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis de 7cm (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00€*	148,76€*	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc pour <b>version AA1 (NM)</b> en remplacement des B06 standard	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc pour <b>version AA2 et AA2bis (NM)</b> en supplément des repose-jambes standard - <i>accessoire livré séparément</i>	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,52 €	-	-	
BL6	Repose-pieds palette monobloc raccourcis pour <b>version AA1</b> en remplacement des repose-pieds standard	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	
BL6	Repose-pieds palette monobloc raccourcis pour <b>version AA2</b> en supplément des repose-jambes standard	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,52 €	-	-	 BK6
<b>REPOSE-JAMBES (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA2) - options montées sur le fauteuil sauf si précisé</b>							
<b>CÔTÉ DROIT</b>							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25€*	105,76€*	-	-	 BZ7ART BZ8ART
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25€*	105,76€*	-	-	
BL7	Repose-moignon droit - <i>accessoire livré séparément</i>	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	
<b>CÔTÉ GAUCHE</b>							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25€*	105,76€*	-	-	 BK7/BL7
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25€*	105,76€*	-	-	
BK7	Repose-moignon gauche - <i>accessoire livré séparément</i>	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	
<b>REPOSE-JAMBES MONOBLOC</b>							
BZ10	Repose-jambes monobloc fixe avec retours latéraux	<input type="checkbox"/>	378,31 €	399,12 €	-	-	
<b>REPOSE-JAMBES ELECTRIQUES</b>							
BZE	Paire de repose-jambes électriques	<input type="checkbox"/>	912,35 €	962,53 €	-	-	 BZE
<b>DOSSIER</b>							
	Dossier pré-formé - revêtement PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	170,00 €	179,35 €	-	-	 L34 L34 L44
L34 Nylon+	Dossier pré-formé - revêtement Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €	-	-	
L34 3D Net	Dossier pré-formé - revêtement 3D Net	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €	-	-	
L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec <b>5 sangles ajustables (en Nylon)</b>	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
<b>ASSISE</b>							
L16F+L35/B23 Soft	Planche + coussin séparé pré-formé - revêtement PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	170,00 €	179,35 €			 L35
L16F+L35/B23 Nylon Plus	Planche + coussin séparé pré-formé - revêtement Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €			
L16F+L35/B23 3D Net	Planche + coussin séparé pré-formé - revêtement 3D Net	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €			
	Coussin plat en PU	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	

COLORIS							
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C5	Noir	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C77	Noir Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
<b><u>Couleurs additionnelles : contactez votre commercial</u></b>							


CHOIX DE LA COMMANDE - options montées sur le fauteuil						
LiNX	Commande LiNX (REM 2xx range)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	à droite	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
SE53	Pantographe escamotable à l'extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

AUTRES COMMANDES POSSIBLES- options montées sur le fauteuil							
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	1 003,59 €	1 058,79 €	-	-	
SE68	Interrupteur à bascule programmable pour LiNX LCD ( <b>obligatoirement avec LiNX</b> )	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-	
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410	
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300	
SE55	Commande renforcée	<input type="checkbox"/>	1 274,39 €	1 344,48 €	-	-	
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande ( <i>incompatible avec SE53A et</i>	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudoir opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE83	Mini-Joystick	<input type="checkbox"/>	3 823,17 €	4 033,44 €	-	-	

CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD) - accessoires livrés séparément							
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	

ADAPTATIONS JOYSTICK - accessoires livrés séparément							
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-	<p>*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.</p> <p>**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces</p>
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-	
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-	
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-	
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-	
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-	
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-	
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-	
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>ROUES AVANT</b>						
<b>230mm</b>						
9"	Gonflables lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables lisses gris 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Bandages lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-
<b>260mm</b>						
10"	Gonflables crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables crampons gris 260 mm	<input type="checkbox"/>	81,04 €	85,50 €	-	-
	Bandages crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-
	Bandages lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-
<b>ROUES ARRIERES</b>						
	Gonflables crampons noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables crampons gris	<input type="checkbox"/>	81,04 €	85,50 €	-	-
	Bandages crampons noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-

<b>EQUIPEMENTS &amp; OPTIONS - options montées sur le fauteuil</b>							
SE01	Garde-boue sur les deux roues arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE58	Accroches taxi	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
B15	Tablette en plexiglas	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	-	-	
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	76,71 €	80,93 €	-	-	
B58	Ceinture de sécurité par clip	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE06	Chargeur USB	<input type="checkbox"/>	267,34 €	282,04 €	-	-	
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	<b>9368300</b>	
SE19	Kit éclairage LED <b>OPTION FRÉQUEMMENT COMMANDÉE</b>	<input type="checkbox"/>	349,07 €	368,27 €	-	-	
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-	
SE35	Système monte-trottoir	<input type="checkbox"/>	336,85 €	355,38 €	-	-	
SE73	Frein à main (la paire)	<input type="checkbox"/>	81,08 €	85,54 €	-	-	
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - ( non compatible avec manchettes gouttières ou hémiplegiques )	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-	
B31L	Porte béquille à gauche	<input type="checkbox"/>	85,82 €	90,54 €	-	-	
B31R	Porte béquille à droite	<input type="checkbox"/>	85,82 €	90,54 €	-	-	
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	44,17 €	46,60 €	-	-	
L58	Appui-tête à former réglable ( <i>standard sur version AA2</i> )	<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	-	-	
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>COUSSINS GEL "Les Indispensables" - gamme technique - à adapter sur le fauteuil</b>							
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (l'unité)	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	
SET V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	

### Pensez à nos rampes pliables ultra-pratiques !



Prix Public HT : **329€**  
 Prix Public TTC : **347,10€**



**JE PASSE COMMANDE**  
 Paire de rampes 692



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Rampes livrées avec leurs housses !

**TOTAL :**

--	--	--

Commentaires :