



| | Preis | Bild |
|---|-------------------|------|
| Standard Konfiguration | € 3 850,00 | |
| S = Standard ○ = Option ohne Aufpreis □ = Option mit Aufpreis - = nicht möglich | | |

STANDARD

| | | | | |
|-------------|--|----------|--|--|
| Sitzhöhe | 50 cm | S | | |
| Vorderräder | 200 x 50 PU Schwarz | S | | |
| Hinterräder | 12" PU Schwarz | S | | |
| PH04 | Höhenverstellbare Schiebegriffe | S | | |
| B18 | Fersenband | S | | |
| B24DL 5cm | Sitzkissen mit 3D Net Polsterung Schwarz | S | | |
| B58 | Sicherheitsgurt mit Schnellverschluss | S | | |

CONTROLLER

| | | | | |
|------|---|---------------------|----------|----------|
| | Standard | ○ Links ○ Rechts | S | |
| SE08 | Halterung für Controller am Rücken (f. Begleitperson) | | □ | € 190,00 |

BATTERIEN

| | | | | |
|--|----------------------|----------|---|--------|
| | 12.8 Ah - 24V Li-ion | S | | |
| | 17.5 Ah - 24V Li-ion | □ | € | 240,00 |

SITZBREITE

| | | | | |
|--|-------|---|--|--|
| | 44 cm | ○ | | |
| | 46 cm | ○ | | |
| | 48 cm | ○ | | |
| | 50 cm | ○ | | |


SITZTIEFE

| | | | | |
|--|-------|-----------------------|--|--|
| | 42 cm | <input type="radio"/> | | |
| | 44 cm | <input type="radio"/> | | |
| | 46 cm | <input type="radio"/> | | |
| | 48 cm | <input type="radio"/> | | |

ARMLEHNEN

| | | | | | |
|---------|--|---|----------|--------|---|
| Bi5 | Abnehmbare höhenverstellbare Armlehnen | | S | |  |
| B02 | Abnehmbare und abklappbare lange Armlehnen | <input type="checkbox"/> | € | 55,00 |  |
| B03 | Abnehmbare und abklappbare kurze Armlehnen | <input type="checkbox"/> | € | 55,00 |  |
| B04DL | Abnehmbare höhenverstellbare lange Armlehnen | <input type="checkbox"/> | € | 105,00 |  |
| B66 | Hemiplegie Armlehne | <input type="checkbox"/> | € | 79,00 |  |
| | | <input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts | | | |
| B66O | Hemiplegie Armlehne - einstellbar | <input type="checkbox"/> | € | 98,00 |  |
| | | <input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts | | | |
| B66M | Hemiplegie Armlehne - mit Handballenauflage | <input type="checkbox"/> | € | 164,00 |  |
| | | <input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts | | | |
| B66OM | Hemiplegie Armlehne - mit Handballenauflage - einstellbar | <input type="checkbox"/> | € | 183,00 |  |
| | | <input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts | | | |
| B66ML | Hemiplegie Armlehne - mit Handballenauflage - lange Version | <input type="checkbox"/> | € | 208,00 |  |
| | | <input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts | | | |
| B66OML | Hemiplegie Armlehne - mit Handballenauflage - lange Version - einstellbar | <input type="checkbox"/> | € | 227,00 |  |
| | | <input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts | | | |
| B66MA | Hemiplegie Armlehne - mit Handballenauflage - anatomisch geformt | <input type="checkbox"/> | € | 175,00 |  |
| | | <input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts | | | |
| B66OMA | Hemiplegie Armlehne - mit Handballenauflage - anatomisch geformt - einstellbar | <input type="checkbox"/> | € | 184,00 |  |
| | | <input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts | | | |
| B66MAL | Hemiplegie Armlehne - mit Handballenauflage - anatomisch geformt - lange Version | <input type="checkbox"/> | € | 205,00 |  |
| | | <input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts | | | |
| B66OMAL | Hemiplegie Armlehne - mit Handballenauflage - anatomisch geformt - lange Version - einstellbar | <input type="checkbox"/> | € | 239,00 | |




BEINSTÜTZEN

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|----------|---|
| B06 | Standard Beinstützen abnehmbar | <input type="checkbox"/> | € - |  |
| BK6 | Durchgehendes Fußbrett auf Standard Beinstützen | <input type="checkbox"/> | € 132,00 | |
| BZ8 | Höhenverstellbare Beinstützen | <input type="checkbox"/> | € 278,00 | |



FARBEN

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------|--|
| Rahmen | | | | |
| C76 | Weiß | <input type="radio"/> | | |
| C77 | Schwarz | <input type="radio"/> | | |
| Farbakzente | | | | |
| - | Keine Farbakzente | <input type="radio"/> | | |
| C79 | Hellblau glänzend | <input type="checkbox"/> | € 50,00 | |
| C53G | Orange glänzend | <input type="checkbox"/> | € 50,00 | |
| C85G | Hellgrün glänzend | <input type="checkbox"/> | € 50,00 | |




RÜCKEN

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|----------|---|
| | Nylon Bezug | | S | |  |
| | Einstellbarer Kletterücken inkl. gepolstertem Überwurf | | S | | |
| L14 | Fester anatomischer Rücken | Soft Touch Bezug Schwarz | <input type="checkbox"/> | € 184,00 |  |
| | | Kunstleder Bezug Schwarz | <input type="checkbox"/> | € 184,00 | |
| L34 | Geformter fester anatomischer Rücken (Schalenform) Soft Touch Bezug Schwarz | | <input type="checkbox"/> | € 254,00 |  |




SITZ

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|----------|---|
| | Standard Sitzbespannung + B24DL 5cm Kissen | | S | |  |
| L15 | Fester anatomischer Sitz | Soft Touch Bezug Schwarz | <input type="checkbox"/> | € 184,00 | |
| | | Kunstleder Bezug Schwarz | <input type="checkbox"/> | € 184,00 | |
| L35 | Geformter fester anatomischer Sitz Soft Touch Bezug Schwarz | | <input type="checkbox"/> | € 254,00 |  |

KOPFSTÜTZEN

| | | | | |
|------|---|--------------------------|----------|---|
| L55 | Kopfstütze einstellbar in Höhe | <input type="checkbox"/> | € 309,00 |  |
| L58 | Kopfstütze einstellbar in Höhe und Tiefe (stufenlos) | <input type="checkbox"/> | € 343,00 |  |
| L58C | Multivariable Kopfstütze einstellbar in Höhe, Breite, Tiefe und Neigung (stufenlos) | <input type="checkbox"/> | € 392,00 |  |

OPTIONEN

| | | | | |
|---------|--|--------------------------|----------|---|
| B19 | Fußriemen | <input type="checkbox"/> | € 20,00 |  |
| B20 | Sicherheitsgurt | <input type="checkbox"/> | € 35,00 | |
| B21 | Wadenband - breit | <input type="checkbox"/> | € 38,50 |  |
| B24DLVI | Visco Sitzkissen 5 cm | <input type="checkbox"/> | € 69,00 |  |
| B42 | Einkaufsnetz - am Rücken befestigt | <input type="checkbox"/> | € 25,00 | |
| B52 | Infusionsständer | <input type="checkbox"/> | € 161,00 |  |
| B90 | Schiebestange | <input type="checkbox"/> | € 117,00 | |
| L04TS | Seitliche Rumpfstütze - Small | <input type="checkbox"/> | € 187,00 |  |
| L04TL | Seitliche Rumpfstütze - Large | <input type="checkbox"/> | € 187,00 | |
| | Extra Akku 12.8 Ah (ohne Ladegerät) | <input type="checkbox"/> | € 515,00 | |
| | Extra Akku 17.5 Ah (ohne Ladegerät) | <input type="checkbox"/> | € 755,00 | |
| | Extra Ladegerät (gleich für beide Akkus) | <input type="checkbox"/> | € 105,00 | |
| TOBH N4 | Kit 24" Räder PU Schwarz | <input type="checkbox"/> | € 218,00 | |
| E SE 46 | Aufbewahrungstasche für Kit 24" Räder | <input type="checkbox"/> | € 105,00 | |